

Preisliste 2022

Verbrauchsmaterialien Labor



Inhalt



Analoge Systeme

Kunststofftechnik	4–9
Enamel plus Temp für Provisorien	4
Futura Prothesen-Kunststoffe	5
MicroClean Reinigungssystem	8
Zubehör + Monomer Extractor	9
Zahnarzt Top-Seller	10
Komposit- und Verbundsysteme	11–13
Bionische Versorgung	12
dialog Occlusal, dialog Vario Verblendkomposite	12
dialog, Zubehör	13
Sebond Verbundsysteme	13
Keramiksysteme	14–17
Tizian Zirkon- und Titankeramik	15
Nuance 850 Hochschmelzende Keramik	16
Nuance 750 / 850 Malfarben	16
Nuance 750 Niedrigschmelzende Keramik & Zubehör	17
Metalle	18–19
CoCr- und Nickel-Legierungen, Titan, Edelmetalle	19
Rotierende Instrumente	20–24
Diamant-, Keramik-, Gummi-, Feinpolierer	22
Zubehör	23
Hartmetall-Fräser, BIOTAN Fräser	24
High-End Verbrauchsmaterial	25–28
Modellierkunststoffe, Klebesysteme, Modellmaterial	26
Gusstechnik Zubehör	27
Okklusionsspray, Pinsel, EVO Laser	28

Digitaler Workflow

Complete Digital Workflow	29
Blanks	30–38
Tizian Blanks	36
astron Clearsplint	37
priti®multidisc ZrO ₂ Blanks	40
priti®multibloc ZrO ₂ + priti®perfect	39
Kurse	39
Tizian CAD/CAM Scanner	40
Renishaw Scanner, Tizian Smart-Scan Plus 3.0	
Tizian Fräsmaschinen & Sinteröfen	41
Digitale Praxis	42
Tizian JMA Optic Kiefernvermessungssystem by zebris	
Intraoral-Scanner i700	
Prospekt-Übersicht	43
Indexverzeichnis	44–46
Allgemeine Geschäftsbedingungen	47
Kontakt	48



Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

Vertrauen – ein Wert, der immer wichtiger wird, je schneller sich die Welt dreht und je komplexer die Produkte und die Märkte werden.

Was meinen wir denn nun konkret, wenn wir Sie bitten, uns zu vertrauen?

Sie können uns vertrauen, weil wir die meisten unserer Produkte selbst entwickeln und in Deutschland fertigen – wir wissen daher genau, was diese leisten. Und unsere Entwickler sind für Sie da, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Sie können auf uns bauen, weil wir sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt zuhause sind – wir unterstützen und beraten Sie kompetent in beiden Welten.

Sie können sich auf uns verlassen, weil wir seit über 50 Jahren im Markt sind. Sie haben damit die Sicherheit, dass Sie auch in Zukunft für Ihre Implantate oder digitalen Systeme noch Teile und Service bekommen.

Seit Jahrzehnten vertrauen Kunden auf der ganzen Welt uns, unseren Produkten und unserem Service. Vertrauen auch Sie uns.

Herzliche Grüße

Ihr

Wolf Zientz
Geschäftsführer



SCHÜTZ DENTAL



Enamel plus Temp

Ästhetik-System für Provisorien

Mit Enamel plus Temp wird neben der Funktion auch die Ästhetik des späteren Zahnersatzes nachempfunden. Somit bieten provisorische Versorgungen aus Enamel plus Temp die perfekte Grundlage für eine ganzheitliche diagnostische Versorgung. Dies bietet sowohl dem Patienten als auch dem Behandler die Möglichkeit, vor der endgültigen Versorgung Anpassungen vorzunehmen, die später in die finale Arbeit übernommen werden können.

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Enamel plus Temp Intro Kit			
4 x Dentin, 50 g: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)		400000	299,40
1 x Universal Enamel UE2, 50 g 1 x Opalescent Blue Enamel, 50 g 1 x Selbstpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 100 ml 1 x Enamel plus Temp Polierpaste, 100 g 1 x Enamel plus Temp Polierbürste			
Enamel plus Temp Intro Kit + 13 Farben			
Inhalt Art.-Nr. 400000 zzgl. 13 x Farben, à 10 g: 3 x Dentin: UD0 - UD1 (A1) - UD5, 5 x Enamel: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey 2 x Opak Dentin: DOL (light) - DOD (dark) 2 x Modifier: MO (orange) - MY (yellow) 1 x Pink für Papillen und zzgl. 1 x Lichtpolymerisierende Monomer-Flüssigkeit, 10 ml		400001	327,90



Biokompatibel – Nicht toxisch****
Reduziert Plaqueanlagerung – Fluoreszierend**

Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Enamel plus Temp Dentine			
UD0	100 g	400005	73,30
UD1 (A1)	100 g	400006	73,30
UD2 (A2)	100 g	400007	73,30
UD3 (A3)	100 g	400008	73,30
UD3,5 (A3,5)	100 g	400009	73,30
UD4 (A4)	100 g	400010	73,30
UD5 (A5)	100 g	400011	73,30
B1	100 g	400012	73,30
B2 (62)	100 g	400013	73,30
B3 (65)	100 g	400014	73,30
B4	100 g	400015	73,30
C2	100 g	400016	73,30
D3	100 g	400017	73,30
Enamel plus Temp Dentopaq			
Light	100 g	400026	73,30
Dark	100 g	400027	73,30

Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Enamel plus Temp Modifier			
Orange	100 g	400028	73,30
Yellow	100 g	400029	73,30
Enamel plus Temp Universal Enamel			
UE1	100 g	400030	73,30
UE2	100 g	400031	73,30
UE3	100 g	400032	73,30
Enamel plus Temp Enamel			
CLEAR	100 g	400035	73,30
WHITE	100 g	400036	73,30
GREY	100 g	400037	73,30
BLUE	100 g	400038	73,30
Enamel plus Temp			
Pink for gum	100 g	400043	73,30
Polierpaste	100 g	400044	11,10
Polierbürste	12 Stück	400045	25,60

Farbe	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Enamel plus Temp Flüssigkeiten			
Light Curing Liquid	10 ml	400003	30,50
Hot Curing Liquid for flask	100 ml	400004	77,20
Hot Curing Liquid	100 ml	400041	77,20
Self Curing Liquid	100 ml	400039	70,80
Self Curing Liquid	1 l	400040	462,40



Ästhetik-System für Kunststoffprovisorien

ENAMEL TEMP

plus

**Zytotoxizitätstest mit direktem Zellkontakt ASTM F 813-83 und mit Agardiffusion nach ASTM F895-84 mit Test-Extraktion.
Irritations- und Allergiesensibilisierungstest nach Buehler, OECD 406-92 und DIR CEE 93/21.

**Erfahrung seit über
40 Jahren**



Kunststofftechnik

Die Schütz Dental High-End Prothesenwerkstoffe.

Viele unserer Anwender sind vor allem von der einfachen Handhabung und den reproduzierbaren, sehr guten Ergebnissen begeistert. Durch das breite Produktsortiment der Futura-Familie können Sie so nahezu alle Indikationen von implantatgetragenen Prothesen bis hin zur therapeutischen Schiene abdecken. Und all das mit der Sicherheit für Sie, dass Sie mit dem bewährten Futura-System arbeiten. Alle Kunststoffe aus der Futura-Familie sind selbstverständlich frei von Bisphenol A und werden unter strengsten Kontrollen, ISO- und CE-zertifiziert, in Deutschland hergestellt. Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung.

Unsere Futura-Serie

Kaltpolymerisate

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaPress N und LT
- FuturaBasic Cold
- FuturaSelf
- Orthosin Uni

Heißpolymerisate

- FuturAcryl 2000
- FuturaBasic Hot

FuturaGen

Kaltpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650920	136,00
rosa K	650921	136,00
rosa-opak	650922	136,00
rosa	650923	136,00
klar	650924	136,00
orange	650925	136,00
rosa C	650926	136,00
rosa IV	650927	136,00
rosa S	650929	136,00
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650910	71,10
rosa K	650911	71,10
rosa-opak	650912	71,10
rosa	650913	71,10
klar	650914	71,10
orange	650915	71,10
rosa C	650916	71,10
rosa IV	650917	71,10
rosa S	650919	71,10

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650962	136,00
500 ml	650961	71,10
Flüssigkeit für längere Fließphase (3,5 min)		
1 l	650965	136,00
500 ml	650964	71,10
Adern für FuturaGen		
1,6 g	689111	4,40

FuturaJet

Kaltpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen, Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650020	125,60
rosa-transpa gead.	650021	125,60
rosa-opak	650022	125,60
rosa	650023	125,60
rosa geadert	650024	125,60
klar	650025	125,60
rosa K	650027	125,60
V5	650028	125,60
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650010	69,00
rosa-transpa gead.	650011	69,00
rosa-opak	650012	69,00
rosa	650013	69,00
rosa geadert	650014	69,00
klar	650015	69,00
rosa C	650016	69,00
rosa K	650017	69,00
rosa IV	650019	69,00

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650062	125,60
500 ml	650061	69,00

FuturaPress LT


Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650120	120,10
rosa-transpa gead.	650121	120,10
rosa-opak	650122	120,10
rosa	650123	120,10
rosa geadert	650124	120,10
klar	650125	120,10
rosa IV	650126	120,10
rosa K	650127	120,10
V5	650128	120,10
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650110	63,30
rosa-transpa gead.	650111	63,30
rosa-opak	650112	63,30
rosa	650113	63,30
rosa geadert	650114	63,30
rosa C	650109	63,30
klar	650115	63,30

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650162	120,10
500 ml	650161	63,30

www.schuetz-dental.de
Futura Prothesen-Kunststoffe auch im Onlineshop.



Injektionsverfahren

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturAcryl 2000



Reparaturen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaSelf
- FuturaBasic Cold



Modellgusskomplettierungen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaBasic Cold



Totalprothesen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaBasic Cold
- FuturaBasic Hot
- FuturAcryl 2000



Unterfütterungen

- FuturaGen
- FuturaJet
- FuturaPress N
- FuturaPress LT
- FuturaSelf
- FuturaBasic Cold



Küvettentchnik

- FuturAcryl 2000
- FuturaBasic Hot

FuturaPress N

Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650220	120,10
rosa-transpa gead.	650221	120,10
rosa-opak	650222	120,10
rosa	650223	120,10
rosa geadert	650224	120,10
klar	650225	120,10
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650210	63,30
klar	650215	63,30
rosa C	650216	63,30
rosa K	650217	63,30
rosa IV	650219	63,30

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650262	120,10
500 ml	650261	63,30

FuturaSelf

Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650620	86,10
rosa-transpa gead.	650621	86,10
rosa	650623	86,10
rosa geadert	650624	86,10
V5	650628	86,10
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650610	51,00
rosa-transpa gead.	650611	51,00
rosa	650613	51,00
rosa geadert	650614	51,00
klar	650615	51,00
rosa K	650617	51,00

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650662	86,10
500 ml	650661	51,00

FuturaBasic Hot

Heißpolymerisat

Totalprothesen, Unterfütterungen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 3 kg		
rosa	650831	114,10
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650820	47,10
rosa	650821	47,10
klar	650822	47,10
rosa-transpa gead.	650824	47,10
rosa geadert	650826	47,10
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650810	32,00
rosa	650811	32,00

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650862	40,30
500 ml	650861	22,90

FuturaBasic Cold

Kaltpolymerisat

Modellgusskomplettierungen, Totalprothesen, Unterfütterungen, Reparaturen

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 3 kg		
rosa-transparent	650730	150,60
rosa	650731	150,60
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650720	59,20
rosa	650721	59,20
klar	650722	59,20
rosa geadert	650723	59,20
rosa-transpa gead.	650735	59,20
rosa K	650737	59,20
Pulver, 500 g		
rosa	650711	36,30
rosa opak	650712	36,30
rosa geadert	650713	36,30
rosa C	650714	36,30
rosa K	650715	36,30

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650762	38,60
500 ml	650761	25,40
Flüssigkeit für längere Fließphase (3,5 min)		
1 l	650760	38,60

FuturAcryl 2000

Heißpolymerisat

Injektionsverfahren, Totalprothesen, Kuvettentechnik

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
rosa-transparent	650520	78,40
rosa-transpa gead.	650521	78,40
rosa-opak	650522	78,40
rosa	650523	78,40
rosa geadert	650524	78,40
klar	650525	78,40
V5	650528	78,40
Pulver, 500 g		
rosa-transparent	650510	50,60
rosa-transpa gead.	650511	50,60
rosa	650513	50,60
rosa geadert	650514	50,60
klar	650515	50,60
rosa K	650516	50,60
rosa IV	650519	50,60

Füllmenge	Art.-Nr.	Preis €
Flüssigkeit		
1 l	650562	60,90
500 ml	650561	37,60

Bitte fragen Sie auch nach unseren 12 kg-Gebinden.

Orthosin Uni

Kaltpolymerisat


Für die Herstellung von herausnehmbaren kieferorthopädischen Apparaten.

Farbe	Art.-Nr.	Preis €
Pulver, 1 kg		
klar	652020	81,50
Pulver, 500 g		
klar	652010	47,30
Flüssigkeit, 1 l		
klar	652062	70,00
Flüssigkeit, 500 ml		
klar	652061	37,20



MicroClean Reinigungsgerät
inkl. Grundausstattung

Art.-Nr. 676410
Preis: 939,00 €



Technische Informationen unter www.schuetz-dental.de

939,- €
inkl. Grundausstattung
(Art.-Nr. 676410)

MicroClean Reinigungssystem

Mit MicroClean bieten Sie Prothesenträgern einen besonderen Reinigungs-Service.

Das Reinigungssystem MicroClean reinigt Zahnersatz **automatisch, materialgerecht und sehr schonend**. Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden durch MicroClean mühelos automatisch entfernt. Auch an schwer zugänglichen Stellen.

Egal, ob getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen, z. B. Kronen oder Brücken: säubern, glänzen und vorpolieren ohne Zeitaufwand, ohne Materialabtrag bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.

Ihre Vorteile

- Zusatzleistung abrechenbar
- Perfektes automatisches Reinigen
- Speziell an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schubverteilungsarme)
- Erstklassige gleichmäßige Oberflächenkonditionierung ohne Friktionsverluste! (Teleskoparbeiten)
- Einfache Entfernung von Befestigungszementen
- Der Einsatz von Ultraschallreinigung entfällt
- Erheblich effizienteres, unterbrechungsfreies Arbeiten

Zubehör

	Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Grundausstattung (je 1 x)	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, orange (universal)	678855	25,40
	Reinigungsfluid für MicroClean/EcoClean, 500 ml, grün (säurehaltig)	678857	28,50
	Nadeln für MicroClean, 150 g, lang	678865	113,90
	Info-Aufsteller für MicroClean/EcoClean	678860	10,90
	Haltemagnet komplett für MicroClean	678849	27,30
	Pinzette, 18 cm für MicroClean/EcoClean	678852	6,60
	Messzylinder 50 ml für MicroClean	676452	5,60
	Plastik Behälter für MicroClean/EcoClean	678820	4,70
Optional	Plastikbehälter, klein 100 ml für MicroClean/EcoClean	678864	2,70
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 150 g, kurz	678866	128,90
	Nadeln für MicroClean/EcoClean, 200 g, lang	678856	138,60

Mestra Drucktopf

Für kalte und heiße Polymerisation bei einem Druck bis zu 2 kg/cm². Höchsttemperatur 60 °C.

Art.-Nr. 677650, Preis: 277,10 €



Zubehör

Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis (€)
FuturaIntensiv Cadmiumfreies Pulver zur individuellen Farbgestaltung Ihrer Zahnprothesen.		
Pulver, weiß, 10 g	650971	17,20
Pulver, gelb, 10 g	650972	17,20
Pulver, rot, 10 g	650973	17,20
Pulver, braun, 10 g	650974	17,20
Pulver, blau, 10 g	650975	17,20
Comtray Lichthärtendes Abdrucklöffelmaterial		
50er Box, rosa	658030	64,10
50er Box, weiß	658035	64,10
FuturaSep Plus Einkomponenten-Isoliermittel auf Alginatbasis.		
Flüssigkeit, 5 l	659122	142,70
Flüssigkeit, 1 l	659121	36,60
Miniboy Sparbehälter Kunststoff-Dosiereinheit für Alginat-Isoliermittel zur funktionellen Aufbewahrung.		
inkl. Dosierpinsel	659160	30,10
Dosierpinsel für Miniboy Sparbehälter	659165	2,90
HS Cross-Liquid Hochaktives, chemisches Aufrauhmittel zum sicheren Verbinden von kreuzvernetzten Zähnen mit dem Prothesenkunststoff.		
Flüssigkeit, 50 ml	659140	28,70
Futura Polish Polierpaste Für eine hochglanzpolierte Prothese ohne nasses Bimpulver.		
Riegel, 500 g	659123	29,80
Relight Lichthärtender Oberflächen-Versiegelungslack für Prothesen und provisorische Kronen und Brücken.		
Relight Versiegelungslack, 80 ml	689121	144,20
Relight Cleaner, 10 ml	689122	22,80
Relight Haftvermittler, 10 ml	689123	22,80
Modellier- und Isolierpinsel		
1 Stück	661020	11,60

Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis (€)
WAM 70 Wachslösungsmittel Konzentrat zur intensiven, rückstandslosen und gründlichen Reinigung für alle Ausbrühergeräte.		
Flüssigkeit, 5 l	659621	114,10
Silimax Anrührbecher		
1 Stück, à 25 ml	659251	21,70
3 Stück, à 5 ml	659243	17,00
UniPress Kunststoff-Injektions-System Arbeiten mit Heiß- oder Kaltpolymerisaten möglich; kein elektrischer Anschluss oder Drucktopf notwendig.		
Komplett mit V2A und Teflon-Kolben	670013	1.669,20
Küvette	670020	296,90
Verschlussbolzen	670023	36,30
UniPress Glocke	670044	368,00
Drehmomentspindel	670064	83,90
Zylinder komplett mit V2A-Kolben und 50 Folienscheiben	670082	294,50
Einspritzkolben, mit O-Ring	670038	36,30
Einspritzkolben, V2A mit O-Ring	670073	55,50
Druckkolben, mit O-Ring	670041	32,30
Druckkolben, V2A mit O-Ring	670076	54,20
O-Ring	670060	8,90
Folienscheiben, 100 Stück	670061	56,40
Montageschlüssel	670067	20,80
Jet-Wachs (Kanalwachs)	613720	51,70
Alpha-Basic Spezialküvette M	612250	214,90
Alpha Basic Gießküvette	612260	129,30
Gießküvette transparent	612261	169,60

Monomer Extractor

Reduktion von Restmonomer – durch die Nachbehandlung kaltpolymerisierender Prothesen.

Allergische oder empfindliche Reaktionen durch neu hergestellte Prothesen mit Kunststoffanteilen werden immer häufiger und stellen ein echtes Problem dar.

Der Monomer Extractor von Schütz Dental kann innerhalb von 16 Stunden den Restmonomer-Gehalt von Prothesen-Kunststoffen in vielen Fällen von teilweise über 4,5 % auf unter 0,4 %* reduzieren.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
Monomer Extractor	650980	410,40
Becherglas für Monomer Extractor, 600 ml	650982	5,90
Einsatzkorb für Monomer Extractor	650983	83,20
Sauerstofftabletten für Monomer Extractor, 15 St.	650978	15,60

Abbildungen können abweichen.

*Abhängig vom verwendeten Kunststoff. Untersuchung durch „GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH“, Rosbach vor der Höhe/Deutschland.



**Schütz Dental
Produkte für
Ihren Zahnarzt**



Weitersagen!

Unsere Zahnarzt Top-Seller

Capo Bulk Fill Plus



33,30 €

Art.-Nr. 232059

Ein lichthärtendes Seitenzahn-Komposit zur direkten Füllungstherapie in der Bulk Fill-Technik. Passt sich sehr gut an Kavitätenböden und -wände an.

NanoPaq



67,60 €

Art.-Nr. 232142

Ein lichthärtendes Nano-Komposit mit einem ultrafeinen Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Ideal für die minimalinvasive Technik.

Bleach'n Smile Automix Set



90,80 €

Art.-Nr. 237050

Ein hervorragendes In-Office Bleichgel mit schneller Tiefenwirkung. Der neutrale pH-Wert wirkt zudem äußerst schonend auf den natürlichen Zahn.

Alphalink Cem



114,20 €

Art.-Nr. 639012

Ein dualhärtendes Befestigungskomposit für den natürlichen Zahn. Die herausragenden Haftwerte auf Dentin und Keramik sorgen für hohe Sicherheit.

ReVeneer Adhesive Set



101,90 €

Art.-Nr. 232205

Erspart Ihnen meist eine Neuanfertigung von Krone oder Brücke. Das gibt Ihnen endlich Sicherheit. Ästhetisch, intraoral, dauerhaft, sicher und säurefrei.


Sebond Universal



66,70 €

Art.-Nr. 644093

Ein Einkomponenten-Universalprimer für den starken adhäsiven Verbund zwischen Befestigungsmaterial und indirekten Restaurationsmaterialien.



Komposit- und Verbundsysteme

Das System für ästhetische Verblendungen und einen sicheren Verbund.

Mit den Verbundsystemen von Schütz Dental verbinden Sie Kunststoffe, Komposite, Zirkondioxid und Metalle sicher miteinander.

Mit den Verblendkompositen aus der **dialog-Produktfamilie** verblenden Sie Ihre zahntechnischen Arbeiten ästhetisch, sicher und komfortabel.

Unsere dialog- und Sebond-Serien

- Sebond Verbundsysteme
- dialog Vario K&B Komposit
- dialog K&B Komposit
- dialog Occlusal K&B Komposit für die okklusale Verblendung



Art.-Nr. 643400
dialog Vario Master-Dentin Set

dialog Vario

K&B Komposit

Mit dem dialog Vario Verblendsystem arbeiten Sie mit Flow oder mit Paste. Ganz wie Sie mögen. Das System zeichnet sich neben seiner sehr guten physikalischen Eigenschaften durch seine Farbbrillanz aus. Das Konzept des dialog Vario Systems ermöglicht es Ihnen, mit wenigen Massen nahezu jede Zahnfarbe naturgetreu zu rekonstruieren.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €	
dialog Vario Sets			
Master-Dentin Set	643400	538,90	
Master-Dentin Flow Set	643401	408,90	
Veneer Set	643402	278,90	
Flow Set	643403	99,80	
Flow Erweiterungsset	643404	99,80	
Flow Einsteigerset A3	643399	170,90	
Chroma Flow Set	643410	340,10	
Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
dialog Vario Pastenopaker			
Hell	3 g	643394	30,90
Mittel	3 g	643395	30,90
Dunkel	3 g	643396	30,90
dialog Vario Paste			
A1/B1	5 g	643360	40,20
A2/B2	5 g	643361	40,20
A3	5 g	643362	40,20
A3,5	5 g	643363	40,20
A4	5 g	643364	40,20
B2	5 g	643359	40,20
B3/B4	5 g	643365	40,20
C2/C3/C4	5 g	643366	40,20
C1/D2/D3/D4	5 g	643367	40,20
dialog Vario Occlusal			
S57	5 g	643368	51,60
S58	5 g	643369	51,60
S59	5 g	643370	51,60
S60	5 g	643371	51,60
SL	5 g	643372	51,60

dialog Vario

K&B Komposit

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
SC	5 g	643373	51,60
SR	5 g	643374	51,60
SB	5 g	643375	51,60
A3	5 g	643376	51,60
B2	5 g	643377	51,60
dialog Vario Flow			
A1/B2	3 g	643378	30,90
A2/B2	3 g	643379	30,90
A3	3 g	643380	30,90
A3,5	3 g	643381	30,90
A4	3 g	643382	30,90
B3/B4	3 g	643383	30,90
C2/C3/C4	3 g	643384	30,90
C1/D2/D3/D4	3 g	643385	30,90
S57	3 g	643386	30,90
S58	3 g	643387	30,90
S59	3 g	643388	30,90
S60	3 g	643389	30,90
SL	3 g	643390	30,90
SC	3 g	643391	30,90
SR	3 g	643392	30,90
SB	3 g	643393	30,90
Zahnfleisch-masse	3 g	643397	30,90

dialog Vario Chroma Flow

K&B-Komposit

Lichthärtende Komposit-Farben, mit welchen Sie Ihre Komposit-Arbeiten individualisieren. Bemalen Sie Ihre Arbeiten oberflächlich oder legen Sie die Farbe ein.

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Set	8 x 1 g	643410	340,10
blue	1 g	643411	44,90
white	1 g	643412	44,90
orange	1 g	643413	44,90
dark brown	1 g	643414	44,90
light brown	1 g	643415	44,90
yellow	1 g	643416	44,90
khaki	1 g	643417	44,90
clear	1 g	643418	44,90
rot	1 g	643419	44,90
schwarz	1 g	643420	44,90

Set enthält: je 1 x blue, white, orange, dark brown, light brown, yellow, khaki, clear + 40 Applikationskanülen

dialog

K&B Komposit

Das klassische Komposit-Verblendmaterial von Schütz Dental.

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
dialog Pastenopaker			
P-H1	3 g	644070	30,60
P-H2	3 g	644071	30,60
P-H3	3 g	644072	30,60
P-D1	3 g	644080	30,60
P-D2	3 g	644081	30,60
P-D3	3 g	644082	30,60
P-D4	3 g	644083	30,60
P-D5	3 g	644084	30,60
P-D6	3 g	644085	30,60
P-D7	3 g	644086	30,60
P-D8	3 g	644087	30,60
P-D9	3 g	644088	30,60
P-D10	3 g	644089	30,60
P-S1	3 g	644077	30,60
dialog Halsmassen			
A2/3	5 g	643121	40,10
A3,5	5 g	643122	40,10
A4	5 g	643123	40,10
B1	5 g	643130	40,10
B2	5 g	643131	40,10
B3	5 g	643132	40,10
B4	5 g	643133	40,10
C2	5 g	643141	40,10
C3	5 g	643142	40,10
C4	5 g	643143	40,10
D2/3	5 g	643150	40,10
dialog Dentinmassen			
A1	5 g	643220	40,10
A2	5 g	643221	40,10
A3	5 g	643222	40,10
A3,5	5 g	643223	40,10
A4	5 g	643224	40,10
B1	5 g	643230	40,10
B2	5 g	643231	40,10



dialog

K&B Komposit

Langjährige Erfahrung bietet Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
DB3	5 g	643232	40,10
DB4	5 g	643233	40,10
DC1	5 g	643240	40,10
DC2	5 g	643241	40,10
DC3	5 g	643242	40,10
DC4	5 g	643243	40,10
DD3	5 g	643251	40,10
DD4	5 g	643252	40,10
dialog Schneidmassen			
S57	5 g	643320	40,10
S58	5 g	643321	40,10
S59	5 g	643322	40,10
S60	5 g	643323	40,10
dialog Transpamassen			
Klar	5 g	643330	40,10
Rosa	5 g	643331	40,10
Blau	5 g	643332	40,10
Zahnfleischmasse ZM	5 g	643340	51,10
Zahnfleischmasse, Farbe FuturaGen rosa	5 g	643341	51,10

Zubehör

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
dialog Modellierhilfe Fluid			
Fläschchen	5 ml	643924	27,70
dialog Bonding Fluid Lichthärtendes Verbundsystem für Komposit mit Komposit oder Kunststoff.			
Fläschchen	7 ml	643922	37,40
dialog Polierpaste			
Dose	40 g	641930	18,00
dialog Vario Polish Polierpaste			
Dose	40 g	643427	40,20
dialog Hochglanzpolierpaste Glaze			
Dose	35 g	643925	44,50
Expers Abdeckgel Erhöht die Festigkeit und Oberflächen-dichte Ihrer Verblendung.			
1 Dose	4 g	641922	10,90
Plexiglasständer für Spritzen dialog Vario (siehe Abb. unten)			
1 Stück	1 Stück	643426	42,20
Elarock Knetsilikon			
1 Eimer	5 kg	643421	86,10
Hardglass Silikon			
1 Kartusche	50 g	643422	21,50
dialog Vario Lichtküvette für Überpresstechnik Komposit Transparente Küvette für die Presstechnik im Kompositbereich.			
Küvette	1 Stück	643423	454,80
Sebond Color Box			
Color Box	1 Stück	640070	62,40



Sebond Verbundsysteme

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Sebond Opaker Fluid Zum Anrühren von Pulveropaker.			
1 Fläschchen	10 ml	644062	53,00
Sebond Opaker Pink, Pulver			
pink	8 g	640064	30,60
pink dunkel	8 g	640065	30,60
Sebond Pink Opaker und Metal-Bonder in einem. Zum Abdecken von Modellguss-Retentionen.			
hell	5 g	644090	112,30
dunkel	5 g	644091	112,30
Sebond Bondopaker Dentin Opaker und Metal-Bonder in nur einem Schritt auftragen. Bondopaker zum Abdecken von Klammern und Retentionen.			
A3	2 g	644094	53,80
A4	2 g	644095	53,80
B1	2 g	644096	53,80
C3	2 g	644098	53,80
D2	2 g	644099	53,80
Sebond Smart Metal-Bonder Der Metal-Bonder für den sicheren Verbund zwischen Kunststoff und Komposit mit Metall.			
1 Fläschchen	5 ml	640066	137,30
Sebond Smart Zirkon-Bonder Ihr sicherer Verbund für Ihre Komposit-Verblendung auf Gerüsten aus Zirkondioxid.			
1 Fläschchen	5 ml	640068	143,60
Sebond Grip Klarer lichthärtender Grounding Opaker.			
1 Spritze	3 g	644092	43,60
Sebond Universal Für den starken adhäsiven Verbund zwischen Befestigungsmaterial und indirekten Restaurationsmaterialien.			
Fläschchen	5 ml	644093	66,70
Sebond Implant Bonder für die Vorbereitung von Zirkondioxid für die Verklebung mit Titanbasen.			
1 Fläschchen	5 ml	640075	117,80
Alphalink Implant Für den Verbund von Titanbasen mit individualisierten Zirkondioxidaufbauten und Suprakonstruktionen.			
2 x 4 g Spritze inkl. 10 Mischkanülen		640076	131,80

Newsletter

Jetzt kostenlos anmelden:
www.sdent.eu/newd



Qualität beginnt mit dem richtigen Material



Keramiksysteme

Die Verbindung von Einfachheit und Spitzen-Ergebnissen.

Mit den Verblendkeramiken von Schütz Dental decken Sie nahezu alle Indikationen ab. Egal, ob Sie eine niedrig- oder hochschmelzende Verblendkeramik benötigen.

Mit **Tizian**, **Nuance 750** und **Nuance 850 Verblendkeramiken** haben Sie für nahezu jedes zu verblendende Material die richtige Keramik. All unsere Keramiken zeichnen sich durch eine sehr hohe Brennstabilität aus. Diese stellt sicher, dass Sie auch nach Korrekturbränden die geplante Zahnfarbe erhalten.

Verschiedene Keramiksysteme

- Tizian Zirkon- und Titan-Keramik
- Nuance 850 Hochschmelzende Keramik
- Nuance 750 Niedrigschmelzende Keramik
- Nuance 750 / 850 Malfarben & Zubehör

Tizian

Zirkon- und Titankeramik

Tizian für Gerüste aus Zirkondioxid und Titan.
(WAK-Wert $9,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)



Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Tizian Liner			
neutral	10 g	624790	19,80
Liner 1	10 g	624792	19,80
Liner 2	10 g	624793	19,80
Liner 3	10 g	624794	19,80
Liner 4	10 g	624795	19,80
Tizian Opaker			
OA1	10 g	624701	19,80
OA2	10 g	624702	19,80
OA3	10 g	624703	19,80
OA3,5	10 g	624704	19,80
OA4	10 g	624705	19,80
OB1	10 g	624706	19,80
OB2	10 g	624707	19,80
OB3	10 g	624708	19,80
OB4	10 g	624709	19,80
OC1	10 g	624710	19,80
OC2	10 g	624711	19,80
OC3	10 g	624712	19,80
OC4	10 g	624713	19,80
OD2	10 g	624714	19,80
OD3	10 g	624715	19,80
OD4	10 g	624716	19,80
pink	10 g	624883	25,60
Tizian Flüssigkeiten			
Opakerfluid	50 ml	624781	31,20
Modellierfluid	50 ml	624783	19,80
	250 ml	624784	93,20
Glasurefluid	25 ml	624787	17,00
	50 ml	624788	25,60
Linerfluid rot	25 ml	624791	11,30
Tizian Shade Guide			
Farbring	2 Stk.	624799	214,10

Tizian

Zirkon- und Titankeramik

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Tizian Opak Dentin			
ODA2	50 g	624671	93,20
ODA3	50 g	624672	93,20
ODA3,5	50 g	624673	93,20
ODA1	10 g	624738	22,40
ODA2	10 g	624739	22,40
ODA3	10 g	624740	22,40
ODA3,5	10 g	624741	22,40
ODA4	10 g	624742	22,40
ODB1	10 g	624743	22,40
ODB2	10 g	624744	22,40
ODB3	10 g	624745	22,40
ODB4	10 g	624746	22,40
ODC1	10 g	624747	22,40
ODC2	10 g	624748	22,40
ODC3	10 g	624749	22,40
ODC4	10 g	624750	22,40
ODD2	10 g	624751	22,40
ODD3	10 g	624752	22,40
ODD4	10 g	624753	22,40
Tizian Intensivopakdentin			
OD1, Vanille	10 g	624901	22,70
OD2, Orange	10 g	624902	22,70
OD3, Karamell	10 g	624900	22,70
Tizian Dentin			
DA2	50 g	624764	91,60
DA3	50 g	624765	91,60
DA3,5	50 g	624766	91,60
DA1	10 g	624722	21,30
DA2	10 g	624723	21,30
DA3	10 g	624724	21,30
DA3,5	10 g	624725	21,30
DA4	10 g	624726	21,30
DB1	10 g	624727	21,30
DB2	10 g	624728	21,30
DB3	10 g	624729	21,30
DB4	10 g	624730	21,30
DC1	10 g	624731	21,30
DC2	10 g	624732	21,30
DC3	10 g	624733	21,30
DC4	10 g	624734	21,30
DD2	10 g	624735	21,30
DD3	10 g	624736	21,30
DD4	10 g	624737	21,30

Tizian

Zirkon- und Titankeramik

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Tizian Schneiden			
S1	50 g	624759	91,60
S2	50 g	624760	91,60
S3	50 g	624761	91,60
S4	50 g	624762	91,60
Tizian Intensivschneiden			
MS weiß	10 g	624910	22,40
gelb	10 g	624911	22,40
grau	10 g	624912	22,40
Tizian Transpamassen			
opal	10 g	624754	22,40
neutral	10 g	624755	24,00
clear	10 g	624686	21,30
orange	10 g	624688	24,00
brown	10 g	624689	24,00
grey	10 g	624690	24,00
blue	10 g	624691	24,00
light-blue	10 g	624692	24,00
gelb	10 g	624892	24,00
Tizian Korrekturmassen			
CM-D	10 g	624890	35,40
CM-S	10 g	624891	35,40
Tizian Glasurmassen			
Pulver	3 g	624789	15,30
Pulver	10 g	624758	40,80
Tizian Chrommassen			
CR-A	10 g	624879	25,60
CR-B	10 g	624880	25,60
CR-C	10 g	624881	25,60
CR-D	10 g	624882	25,60
Tizian Zahnfleischmasse, 10 g			
G1	10 g	624884	24,00
G2	10 g	624885	24,00
Tizian Malfarben			
white	5 g	624860	38,00
yellow	5 g	624861	38,00
orange	5 g	624862	38,00
brown	5 g	624863	38,00
blue	5 g	624864	38,00
khaki	5 g	624865	38,00
Shade A	5 g	624866	38,00
Shade B	5 g	624867	38,00
Shade C	5 g	624868	38,00
Shade D	5 g	624869	38,00

Nuance 850

Hochschmelzende Keramik

Keramik für Gerüste aus Aufbrennlegierungen
(WAK-Wert 13,8 - 15,0 10⁻⁶ K⁻¹)

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Nuance 850 Opaker			
OA1	5 g	624001	34,40
OA2	5 g	624002	34,40
OA3	5 g	624004	34,40
OA3,5	5 g	624005	34,40
OA4	5 g	624006	34,40
OB1	5 g	624008	34,40
OB2	5 g	624009	34,40
OB3	5 g	624010	34,40
OB4	5 g	624012	34,40
OC1	5 g	624013	34,40
OC2	5 g	624014	34,40
OC3	5 g	624015	34,40
OC4	5 g	624016	34,40
OD2	5 g	624017	34,40
OD3	5 g	624018	34,40
OD4	5 g	624019	34,40
white	5 g	624000	34,40
Nuance 850 Cervical Opaker			
CO	5 g	624021	34,40
Nuance 850 Schultermassen			
SM-A	10 g	624216	20,10
SM-B	10 g	624217	20,10
SM-C	10 g	624218	20,10
SM-D	10 g	624219	20,10
Nuance 850 Opak Dentin			
ODA1	50 g	624070	81,80
ODA2	50 g	624071	81,80
ODA3	50 g	624073	81,80
ODA3,5	50 g	624074	81,80
ODA4	50 g	624075	81,80
ODA1	10 g	624132	20,10
ODA2	10 g	624133	20,10
ODA3	10 g	624134	20,10
ODA3,5	10 g	624135	20,10
ODA4	10 g	624136	20,10
ODB1	10 g	624137	20,10
ODB2	10 g	624138	20,10
ODB3	10 g	624139	20,10
ODB4	10 g	624140	20,10
ODC1	10 g	624141	20,10
ODC2	10 g	624142	20,10
ODC3	10 g	624143	20,10
ODC4	10 g	624144	20,10
ODD2	10 g	624145	20,10

Nuance 850

Hochschmelzende Keramik

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
ODD3	10 g	624146	20,10
ODD4	10 g	624147	20,10
white	10 g	624069	20,10
Nuance 850 Dentin			
DA1	50 g	624051	79,40
DA2	50 g	624052	79,40
DA3	50 g	624054	79,40
DA3,5	50 g	624055	79,40
DA4	50 g	624056	79,40
DA1	10 g	624116	20,10
DA2	10 g	624117	20,10
DA3	10 g	624118	20,10
DA3,5	10 g	624119	20,10
DA4	10 g	624120	20,10
DB1	10 g	624121	20,10
DB2	10 g	624122	20,10
DB3	10 g	624123	20,10
DB4	10 g	624124	20,10
DC1	10 g	624125	20,10
DC2	10 g	624126	20,10
DC3	10 g	624127	20,10
DC4	10 g	624128	20,10
DD2	10 g	624129	20,10
DD3	10 g	624130	20,10
DD4	10 g	624131	20,10
white	10 g	624050	20,10
Nuance 850 Intensivmassen			
Int.-Dentin orange	10 g	624029	20,10
Int.-Opak-Dentin karamell	10 g	624031	21,20
Int.-Opak-Dentin-Opaker orange	10 g	624032	17,10
Nuance 850 Chrommassen			
CR-A	10 g	624224	23,90
CR-B	10 g	624225	23,90
CR-C	10 g	624226	23,90
CR-D	10 g	624227	23,90
Nuance 850 Zahnfleischmassen			
G1	10 g	624229	20,10
G2	10 g	624230	20,10
Nuance 850 Korrekturmassen			
Schneide	10 g	624200	22,30
Dentin	10 g	624201	22,30

Nuance 850

Hochschmelzende Keramik

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Nuance 850 Schneiden			
S1	50 g	624100	79,40
S2	50 g	624101	79,40
S3	50 g	624102	79,40
S4	50 g	624103	79,40
MS 1	10 g	624114	20,10
Nuance 850 Transpamassen			
opal	10 g	624148	26,40
neutral	10 g	624149	20,10
clear	10 g	624162	20,10
orange	10 g	624153	22,30
braun	10 g	624154	22,30
grau	10 g	624155	22,30
blau	10 g	624156	22,30
light-blue	10 g	624157	22,30
Nuance 850 Cervical Transpa			
CT3 braun	10 g	624159	22,30
CT4 gelb	10 g	624160	22,30
Nuance 850 Glasur			
G Pulver	10 g	624231	31,70
Glaze Paste	5 g	624036	38,10
Nuance 850 Flüssigkeiten			
Opakerfluid	10 ml	624258	9,00
Modellierfluid	250 ml	624252	87,30
Schultermassenfluid	25 ml	624263	12,10
Glasurfluid	50 ml	624253	23,90

Nuance 750 / 850

Malfarben

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Nuance 750 / 850 Malfarben			
SC 1 weiß	5 g	624204	26,40
SC 2 gelb	5 g	624205	26,40
SC 3 orange	5 g	624206	26,40
SC 4 braun	5 g	624207	26,40
SC 5 violett	5 g	624208	26,40
SC 6 blau	5 g	624209	26,40
SC 7 schwarz	5 g	624210	26,40
SC 8 grau	5 g	624211	26,40
Nuance 850 Malfarbenfluid			
Nuance 850	50 ml	624254	21,20

Nuance 750

Niedrigschmelzende Keramik

Keramik für Gerüste aus Aufbrennlegierungen.
(WAK-Wert 15,9 – 16,8 10⁶ K⁻¹)

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Nuance 750 Opaker			
OA1	5 g	624301	34,40
OA2	5 g	624302	34,40
OA3	5 g	624304	34,40
OA3,5	5 g	624305	34,40
OA4	5 g	624306	34,40
OB1	5 g	624308	34,40
OB2	5 g	624309	34,40
OB3	5 g	624310	34,40
OB4	5 g	624312	34,40
OC1	5 g	624313	34,40
OC2	5 g	624314	34,40
OC3	5 g	624315	34,40
OC4	5 g	624316	34,40
OD2	5 g	624317	34,40
OD3	5 g	624318	34,40
OD4	5 g	624319	34,40
white	5 g	624300	34,40
Nuance 750 Cervical Opaker			
braun	5 g	624307	34,40
orange	5 g	624303	34,40
Nuance 750 Opak Dentin			
ODA1	10 g	624337	23,90
ODA2	10 g	624338	23,90
ODA3	10 g	624339	23,90
ODA3,5	10 g	624340	23,90
ODA4	10 g	624341	23,90
OdB1	10 g	624342	23,90
OdB2	10 g	624343	23,90
OdB3	10 g	624344	23,90
OdB4	10 g	624345	23,90
ODC1	10 g	624346	23,90
ODC2	10 g	624347	23,90
ODC3	10 g	624348	23,90
ODC4	10 g	624392	23,90
ODD2	10 g	624393	23,90
ODD3	10 g	624394	23,90
ODD4	10 g	624395	23,90
Nuance 750 Dentin			
DA1	10 g	624321	22,30
DA2	10 g	624322	22,30
DA3	10 g	624323	22,30
DA3,5	10 g	624324	22,30
DA4	10 g	624325	22,30
DB1	10 g	624326	22,30
DB2	10 g	624327	22,30

Nuance 750

Niedrigschmelzende Keramik

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
DB3	10 g	624328	22,30
DB4	10 g	624329	22,30
DC1	10 g	624330	22,30
DC2	10 g	624331	22,30
DC3	10 g	624332	22,30
DC4	10 g	624333	22,30
DD2	10 g	624334	22,30
DD3	10 g	624335	22,30
DD4	10 g	624336	22,30
Dwhite	10 g	624350	22,30
Nuance 750 Schneiden			
S1	10 g	624404	22,30
S2	10 g	624405	22,30
S3	10 g	624406	22,30
S4	10 g	624407	22,30
Nuance 750 Transpamassen			
opal	10 g	624464	29,10
neutral	10 g	624466	22,30
clear	10 g	624462	22,30
orange	10 g	624452	26,40
braun	10 g	624453	26,40
grau	10 g	624454	26,40
blau	10 g	624456	26,40
light-blue	10 g	624455	26,40
Nuance 750 Korrekturmassen			
Schneide	10 g	624560	34,40
Dentin	10 g	624357	34,40

Zubehör

Keramiksysteme

Art.-Bez.	Menge	Art.-Nr.	Preis €
Keramik Polierer Rad			
Blau	1 Stück	624977	61,30
Gelb	1 Stück	624978	62,50
Weiteres Zubehör			
Alpha Press Bearbeitungsset	10 tlg.	624984	237,80
Brenngut-träger	1 Stück	661620	28,20
Trägerpins	5 Stück	661650	19,10
Einwegstem-pel für Press-keramik	20 Stück	624664	38,20
Diamantschei-be flexibel, 19 mm	1 Stück	680230	17,70
Keramik Bear-beitungsstein	1 Stück	624970	39,50
Diamant-Fräser Kegel	1 Stück	624972	13,60



Online bestellen! www.schuetz-dental.de



AlphaPress Bearbeitungsset 624984 237,80 €

SCHÜTZ DENTAL



Hohe Qualitätsstandards
Für mehr Stabilität und Beständigkeit

Metalle

Die Herzstücke der Zahntechnik.

Große Ansprüche stecken in unseren hochwertigen Legierungen. So übertreffen die Schütz Dental Werkstoffe die von ISO geforderten Ansprüche weit. Die Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit in der Verblendung sprechen hierbei für sich. Im Bereich der EM-Legierungen finden Sie zudem erstklassige Zusammensetzungen für mehr Verarbeitungssicherheit. Überzeugen Sie sich selbst.

Bei uns erhalten Sie unter anderem Legierungen optimiert für:

- Keramische Verblendung
- Vollgusstechnik
- Klammermodellgüsse
- Geschiebe-Arbeiten
- Teleskop-Arbeiten

Titan

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
BIOTAN Titan Grad 1, 500 g Titanronden aus Reintitan für das Vergießen in Ihrem Dor-A-Matic Titangussystem.		
40 g Zylinder	687223	263,20
34 g Zylinder	687222	263,20
26 g Zylinder	687221	263,20
16 g Zylinder	687220	278,70
BIOTAN Nb, 1 kg Titan-Nb-Legierung für alle zahntechnischen Konstruktionen.		
40 g Zylinder	687230	572,50
BIOTAN-Titandraht flach Ti.1 D = 0,25 mm Flacher Titandraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
10 Stangen à 100 mm	687550	23,40
BIOTAN-Titandraht rund Ti.1 D = 0,3 mm Runder Titanschweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
10 Stangen à 100 mm	687545	22,30
BIOTAN-Titandraht rund Ti.1 D = 0,6 mm Runder Titan-Schweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
10 Stangen à 100 mm	687546	18,00
BIOTAN-Titandraht flach Ti. 1 D = 0,5 mm Flacher Titan-Schweißdraht zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus Titan mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
10 Stangen à 100 mm	687551	18,00

CoCr- & Nickel-Legierungen

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Microlit isi NEM Aufbrenn-Legierung Ihre körperverträgliche NEM-Aufbrenn-Legierung auf CoCr-Basis.		
1 kg	622125	520,10
250 g	622124	142,90
NICOR NEM Aufbrenn-Legierung Diese Nickellegierung zeichnet sich durch Ihre einfache Verarbeitbarkeit aus und lässt sich mit den meisten hochschmelzenden Keramiken verblenden.		
500 g	622322	92,80
Micronium N 10 CoCr-Legierung speziell für Ihre zierlichen Klammermodellgüsse.		
1 kg	610120	272,50
Micronium Exclusiv Die Legierung für Ihre Geschiebe-Modellgüsse, Implantat-Überkonstruktionen und filigranen Modellgüsse.		
1 kg	610020	283,70
CoCr Laserschweißdraht 0,5 mm, rund Zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus CoCr mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
2 m lang auf Rolle	687554	58,20
CoCr Laserschweißdraht 0,35 mm, rund Zum sicheren Verschweißen Ihrer zahntechnischen Arbeiten aus CoCr mit der Laser- und Plasma-Schweißtechnik.		
2 m lang auf Rolle	687553	58,10

Galvanotechnik

Sprechen Sie Ihren Medizinprodukte-Berater an oder rufen Sie uns an: **06003 814-0**

Elceral und Alphador Edelmetall-Legierungen

Wir verwenden nur erstklassige Rohstoffe für unsere Legierungen. Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität.

Informieren Sie sich gleich in unserem Onlineshop unter: **www.schuetz-dental.de**




Elceral

Für Keramik- und Kunststoffverblendungen.



Elceral Eco

Ideal für niedrigschmelzende Keramiken.




Elceral CF

Für konventionelle Keramiken.



Alphador Nr. 1

Für hochschmelzende Keramiken.



Alphador Eco

Für alle Indikationen geeignet.

Fragen Sie auch nach unseren Spezial-Loten bspw. **Alphalot Au-Cr** (Art.-Nr. 629020).



Rotierende Instrumente

Für die schnelle und effiziente Nacharbeit.

Die richtigen Instrumente sparen nicht nur Zeit, sondern verhindern Plaque-Ablagerungen am Werkstoff und sorgen für ein unauffälliges Tragegefühl. Wählen Sie ausschließlich hochwertige Instrumente für die Bearbeitung Ihrer Werkstoffe: Wählen Sie Instrumente von Schütz Dental.

Egal, ob Sie Ihre Kunststoff-Prothese ausarbeiten oder Ihrer Keramikverblendung den letzten Schliff verpassen möchten. Bei uns finden Sie die passenden Instrumente dafür.

Bearbeitbare Materialien:

- Kunststoffe
- Zirkondioxid
- Komposite
- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- NEM
- Edelmetalle
- Gipse
- Titan
- und viele mehr

Rotierende Instrumente

Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Diamantpolierer		
Diamantpolierer Flamme für Zirkon und Keramik – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.		
1 Stück	682107	16,80
Diamantpolierer Rad, klein, für Zirkon und Keramik – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.		
1 Stück	682105	18,70
Diamantpolierer montiert – Ein harter, elastischer Polierer mit integrierten Partikeln aus Diamant, der eine hochglänzende Oberfläche auf Porzellan und Zirkondioxid erzeugt.		
Rad, 6 Stück	629870	75,50
Flamme, 6 Stück	629871	75,50
Diamantscheiben		
Plexi Flex Diamantscheibe, 22 mm – Zum Separieren von Keramik, montiert und zentriert.		
1 Stück	680273	22,80
Superflexible Diamantscheibe – Zum Separieren von Keramik, montiert und zentriert.		
9 mm montiert, 1 Stück	680261	14,40
19 mm, 1 Stück	680235	20,10
22 mm, 1 Stück	680236	22,80
Flexible Diamantscheibe – Mit dieser Diamantscheibe separieren Sie die einzelnen Glieder Ihrer Keramikbrücke und erhalten so ein lebendiges Ergebnis.		
Mit Mandrell, 1 Stück	680234	18,60
19 mm, 1 Stück	680230	18,60
22 mm, 1 Stück	680231	21,70
Diamantschliff		
Diamantschliff, angeraute Oberfläche – Ideal für das Beschleifen von kunststoffhärtenden Löffelmaterialien und weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien.		
rund, 1 Stück	681805	27,20
spitz fein, 1 Stück	681807	38,50
Fissurenbohrer		
Fissurenbohrer – Zum Feinausarbeiten von Fissuren.		
fein, 1 Stück	681853	15,90

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Gold-, Keramik- und Silikonpolierer		
Keramikpolierer – Zum trockenen Hochglanzpolieren von Keramikverblendungen und Titan. ø 20 x 2 mm		
Grau, grobe Körnung, 100 Stück	629848	56,90
Goldpolierer Super – Für Edelmetall-Legierungen.		
Rad, ø 20 x 3 mm, 100 Stück	629840	65,60
Walze, ø 5 x 25 mm, 100 Stück	629844	65,60
Silikonpolierer – Vorpolierer für universellen Einsatz. Besonders geeignet für Keramik, Edelmetalle und den Übergang von Metallen zu Keramik, aber auch bei Kunststoff, Amalgam und Kompositen.		
Rad grob, ø 20 x 3 mm, 100 Stück	629950	62,80
Walze grob, ø 24 x 6 mm, 100 Stück	629955	62,80
Linse grob, klein, ø 15 x 2,5 mm, 100 Stück	629960	62,80
Linse grob, groß, ø 22 x 4 mm, 100 Stück	629962	62,80
Scheibe grob, ø 22 x 1 mm, 100 Stück	629970	62,80
Gummipolierer		
Repol Super Gummipolierer, ø 2,35 mm – Silikongebundene Gummipolierer für Kunststoff. Zum gleichzeitigen Abtragen und Glätten.		
RS4, 6 Stück	659723	22,80
RS8, 6 Stück	659729	25,90
RS10, 6 Stück	659732	22,80
RS12, 6 Stück	659735	27,20
HS-Gummipolierer Standard – Für Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan		
Rad, schwarz, 100 Stück	629820	35,90
Walze, schwarz, 100 Stück	629826	35,90
Walze, grau, 100 Stück	629829	35,90
Linse klein, 100 Stück	629832	47,30
Linse groß, 100 Stück	629835	47,30
HS-Feinspitzen und Vorschleifer		
HS-Feinpolierer – Grün für Universal-schleifer, mittlere Bindung, mittlere Körnung. Rot für Edelmetall und Keramik, hochflexible Bindung, mittlere Körnung. Blau zum Hochglanzpolieren, mittlere Bindung, feine Körnung.		
Rad grün, ø 20 x 1 mm, 25 Stück	629930	31,40
Walze grün, ø 5 x 25 mm, 24 Stück	629920	72,90
Rad blau, ø 20 x 1 mm, 25 Stück	629936	31,40
Walze blau, ø 5 x 25 mm, 24 Stück	629926	72,90
HS-Vorschleifer, ø 2,35 mm – Zum groben Vorschleifen von Chrom-Kobalt-Legierungen. Mittlere Körnung.		
100 Stück	619251	244,10
12 Stück	619250	34,30

Rotierende Instrumente

Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
HS-Schleifspitzen – Zur Bearbeitung von Chrom-Kobalt-Legierungen und Titanmodellgüssen. Keramisch gebundene Schleifkörper auf Edelstahlkorundbasis.		
R1, 100 Stück, 2,35 mm	619220	100,00
R2, 100 Stück, 2,35 mm	619222	100,00
R4, 100 Stück, 2,35 mm	619224	91,70
R6, 100 Stück, 2,35 mm	619226	91,70
R8, 100 Stück, 2,35 mm	619228	91,70
R9, 100 Stück, 2,35 mm	619230	91,70
Kunststoff-Fräser		
Kunststoff-Fräser spezial – Kreuzverzahnung		
1 Stück	681204	32,90
1 Stück	681205	32,90
Tricut – Zum graziilen und schmierfreien Ausschneiden von Tiefziehplatten, Schellack.		
3-Kant, glatt, 1 Stück	680052	13,10
spiral-verzahnt, 1 Stück	680054	22,80
Gußkanalschleifer mit Mandrell		
1 Stück	682800	25,60
NEM-Fräser Kreuzverzahnung, fein		
Kegel lang, 1 Stück	681136	27,00
Flamme groß, 1 Stück	681137	21,50
Flamme klein, 1 Stück	681139	21,50
Rosenbohrer		
Rosenbohrer		
008, 1 Stück, fein	680942	5,80
010, 1 Stück, fein	680943	5,80
014, 1 Stück, fein	680944	5,80
016, 1 Stück, fein	680945	5,80



NEM-Fräser
Bearbeitungsset NEM 610200 219,50 €

Inhalt:




- Gußkanalschleifer
- Trennscheibe Turbo
- Rosenbohrer, fein
- 4x NEM-Fräser
- Kreuzverzahnung, fein
- Reinigungsstein, klein

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Sinterdiamanten		
Diamantierter Stahldrahtpinsel, superfein – Entfernen Sie Oxidschichten von Arbeiten aus Chrom-Kobalt-Legierungen, Palladium-Basis-Legierungen, goldreduzierten Legierungen, Edelmetall-Legierungen, Aufbrennlegierungen oder Titan.		
1 Stück, Schaftstärke Ø 2,35 mm.	680823	34,30
Sinterdiamanten – Für Chrom-Kobalt-Legierungen, Palladium-Basis-Legierungen, Keramik.		
Fein, Kegelform, 1 Stück	680554	33,10
Fein, umgekehrte Kegelform, 1 Stück	680579	44,40
Grob, Kegelform spitz, 1 Stück	680564	30,10
Grob, umgekehrte Kegelform, 1 Stück	680560	27,20
Grob, Knospe, 1 Stück	680571	51,20
Supergrob, Knospe, 1 Stück	680568	51,20
Sinterdiamantscheibe mittel		
1 Stück	629740	36,40
Top Rubber		
Top Rubber		
Rad, mittel, 100 Stück	629850	60,00
Walze, mittel, 100 Stück	629853	60,00
Walze, fein, 100 Stück	629859	60,00
Trenn- und Lochscheiben		
Keramik Discs – Spezialtrennscheibe zum Separieren und Ausarbeiten von Keramik-Verblendungen. Nicht nylongebunden, extrem dünn.		
0,20 mm, 100 Stück	629725	83,10
Gipstrennscheibe fein, 35 mm, unmontiert		
1 Stück	680290	45,90
HS-Lochscheiben Zum Verschleifen von Gusskanälen		
34 mm x 1,65 mm, 100 Stück	629750	77,20
34 mm x 3 mm, 100 Stück	629755	94,30
HS-Netzrennscheiben – Nylonfaden-armierte Trennscheiben für alle Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan. Größtmögliche Sicherheit gegen Zerspringen. Höhere Standzeit als bei herkömmlichen Trennscheiben. ø 38 x 1 mm		
10 Stück	629727	32,90

Rotierende Instrumente

Zur Bearbeitung nahezu aller gängigen Materialien.

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
HS-Trennscheiben – Nylongebundene Universal-Trennscheiben für Titan und nahezu alle Gold- und Aufbrennlegierungen. Hohe Bruchfestigkeit.		
37,5 mm x 1 mm, 100 Stück	629736	55,90
37,5 mm x 0,7 mm, 100 Stück	629733	56,90
25 mm x 0,7 mm, 100 Stück	629730	21,70
22 mm x 0,3 mm, superdünn, 200 Stück	629721	61,40
22 mm x 0,3 mm, superdünn, 100 Stück	629720	34,30
22 mm x 0,3 mm, superdünn, gewebeverstärkt, 10 Stück	629724	14,90
Trennscheibe Turbo mit Mandrell		
1 Stück	629722	5,80
Polierbürsten		
Zahnreinigungsbürsten – Weiß: weiche Borsten aus Ziegenhaar, Ø 20 mm, Kern Ø 10 mm, für Handstück. Schwarz: harte Borsten aus Chungking-Borsten, Ø 20 mm, Kern Ø 10 mm auf Mandrell montiert (Schaftstärke Ø 2,35 mm), für Handstück.		
weiß, unmontiert, 50 Stück	660240	85,70
Polierbürsten Kurzhaar super – Für Chrom-Kobalt-Legierungen und Titan. Kunststoffkern Ø 50 mm. Für Poliermotor.		
10 Stück	660020	30,10
Calibris Polierbürsten 5-reihig – Ideal zur Politur von Kunststoffprothesen. Der integrierte Leinenschwabbel intensiviert das Polieren und Sie sparen Zeit. Zwischen drei Reihen bester Chun Kuo-Borsten liegen zwei Reihen Leinen zur Feuchtigkeitsspeicherung.		
10 Stück	660050	54,60
Schmalpolierbürsten, Ziegenhaar, Metallkern – Weiche Borsten, Metallkern, unmontiert. Ø 49 mm, Kern Ø 23 mm.		
12 Stück	660250	47,30
Baumwollpolierer – Zum Hochglanzpolieren von Kunststoffen und Kompositen.		
12 Stück	660261	34,30
Leinenschwabbel – Zum Polieren von Kunststoffprothesen. Für Poliermotor. Ø 45 mm, Kern Ø 22 mm.		
10 Stück	660320	125,80
1 Stück	660321	13,10


Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Polierbürsten Metallkern Super – Schmalbürste für nahezu alle Dentalwerkstoffe. Für Poliermotor. Ø 45 mm, Kern Ø 22 mm.		
25 Stück	660030	71,50
Zubehör		
Spezialschleifpapier, 10 x 1,5 cm, für BIOTAN		
Körnung 800, 1 Stück	687320	9,50
Körnung 1000, 10 Stück	687325	9,50
Polierspitzen-Träger, 2,35 mm, 12 Stück		
1 Packung	619130	21,70
BIOTAN Polierpaste blau, 110 g Block – Polierpaste für alle Metalle inkl. Titan.		
1 Stück	687274	8,40
Hochglanzpolierpaste für BIOTAN, 125 ml – Hilfsmittel zur Bearbeitung von Titan.		
1 Stück	687273	35,10
Micropol Universalpolierpaste, 900 g für Co-Cr-Legierungen		
1 Stück	619320	20,10
Sandpapierstreifen-Träger, 2,35 mm		
konisch, 12 Stück	619120	22,60
zylindrisch, 12 Stück	619122	21,70
Mandrells, 2,35 mm – Halter für Trennscheiben		
kleiner Kopf, 12 Stück	619020	19,40
großer Kopf, 10 Stück	619030	25,70
Flexor – Zur Herstellung von weichbleibenden Unterfütterungen.		
Flexor Mandrell	658126	2,70
Flexor Trimmer, 1 Stück	658124	8,60
Flexor Trimmer, 5 Stück	658184	35,90
Flexor-Polierer, 25 Stück	250024	25,30

Online bestellen!
www.schuetz-dental.de

Hartmetall-Fräser

Kreuzverzahnung

Abbildung								
Beschaffenheit	super-grob	super-grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob
Art.-Nr.	681181	681182	681058	681065	681066	681067	681069	681083
Preis (€)	25,40	27,00	16,90	16,90	16,10	16,90	27,00	27,00
Abbildung								
Beschaffenheit	grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob	grob
Art.-Nr.	681084	681085	681086	681087	681093	681094	681096	681104
Preis (€)	16,90	16,90	16,90	27,00	27,00	16,90	27,00	22,60
Abbildung								
Beschaffenheit	grob	grob	mittel	fein	fein	fein	fein	fein
Art.-Nr.	681105	681111	681118	681044	681047	681120	681122	681124
Preis (€)	25,40	19,80	21,50	31,00	28,50	22,60	22,60	22,60
Abbildung						BIOTAN Titan-Fräser Spiralverzahnung, fein		
Beschaffenheit	fein	fein	superfein	superfein	superfein		Spiralverzahnung, fein	
Art.-Nr.	681128	681129	681004	681006	681008		681326	681327
Preis (€)	22,60	25,40	26,90	26,90	26,90	22,60	22,60	
Abbildung								
Beschaffenheit	BIOTAN Titan-Fräser: Spiralverzahnung, fein							
Art.-Nr.	681328	681329	681330	681331	681332	681333	681334	681335
Preis (€)	22,60	22,60	28,50	28,50	28,50	22,60	22,60	28,50



High-End Verbrauchsmaterial

Die Kleinen ganz groß.

Die kleinen Helferlein im Laboralltag werden oft unterschätzt. Spart man mit einer Bürste nur zwei Minuten Politurzeit, so kommen am Ende eines Jahres viele Stunden zusammen – und das rechnet sich. Bei Schütz Dental finden Sie qualitativ hochwertige und clevere Verbrauchsmaterialien, die Ihnen viel Zeit sparen.

Unsere Alltagshelfer für Sie:

- Modellierkunststoffe und Klebesysteme
- Modellmaterial
- Gusstechnik Zubehör
- Okklusionsspray
- Pinsel

Modellierkunststoffe und Klebesysteme

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
PaintAcryl Set Modellierkunststoff Kaltpolymerisierender Modellierkunststoff, mit dem Sie Ihre Teleskopkronen modellieren. Der Kunststoff ist komplett ausbrennbar und lässt sich gut modellieren.		
100 g + 100 ml	629310	68,80
Pulver, 100 g	629325	44,40
Flüssigkeit, 100 ml	629320	30,10
Profit Modellierkunststoff Flüssiger Modellierkunststoff auf Cyanacrylat-Basis mit Spray-Aktivator. Zur Attachment-Fixierung, zur Kronen-Verbindung bei Lötblock-Erstellung.		
Set: 1 x 10 ml Cyanacrylat-Basismaterial + 50 ml Schnellhärter	629520	60,00
Nachfüllset 10 ml Cyanacrylat-Basismaterial	629521	28,70
Härter, 50 ml	629522	34,30
Sebond Implant Bonder für die Vorbereitung von Zirkondioxid für die Verklebung mit Titanbasen.		
5 ml	640075	117,80
Alphalink Implant Für den Verbund von Titanaufbauten mit individualisierten Zirkondioxidaufbauten und Suprakonstruktionen.		
2 x 4 g Spritze inkl. 10 Mischkanülen	640076	131,80
Alphalink Attachment-Kleber Ein Zweikomponenten-Komposit zur Befestigung von prothetischen Halteelementen.		
1 x 5 g Kartusche inkl. 10 Mischkanülen	639030	42,10
2 x 2,5 g	639010	42,10
Alphabond Cyanacrylat-Kleber Mit diesem Kleber auf Cyanacrylat-Basis fixieren Sie verschiedenste Werkstoffe in Sekundenschnelle sicher miteinander.		
Flüssigkeit, 20 ml	629530	9,10



Modellmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
AlphaDie MF, Elfenbein, Präzisionsmodellmaterial Präzisions-Modellstumpfmateriale auf Polyurethan-Basis. Scharf zeichnend, kantenfest, extreme Härte bei hoher Bruch- und Dehnungsstabilität.		
Set: 2 x 100 ml Basismaterial, 1 x 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, 3 Messbecher, Holzspatel	621210	83,10
Basismaterial, 100 ml (Nachfüllpackung)	621240	34,30
AlphaDie MF, Apricot, Präzisionsmodellmaterial Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis mit Füllstoff.		
Set: 2 x 100 ml Basismaterial, 1 x 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, 3 Messbecher, Holzspatel	621215	83,10
Basismaterial, 100 ml (Nachfüllpackung)	621241	34,30
AlphaDie MF Härter Nachfüllpackung Härter für Ihr AlphaDie MF Set Scharf zeichnend, kantenfest, extreme Härte bei hoher Bruch- und Dehnungsstabilität.		
Härter, 100 ml	621245	34,30
AlphaDie Separator, Isoliermittel Isoliermittel für Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis (AlphaDie) in Verbindung mit Abdruck- und Dublier-Materialien auf Polyetherbasis. FCKW-frei.		
100 ml	621220	20,10
AlphaDie MF Füllstoff Nachfüllpackung Füllstoff für Ihr AlphaDie MF Set		
Füllstoff, 400 g	621249	21,70

Kostenlose Newsletteranmeldung:
www.sdent.eu/newd

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Dowel-Pins mit Steckvorrichtung Zum Einstecken in gummielastische Abdruckmaterialien. Zur Verarbeitung im Pin-Setz-Verfahren.		
1.000 Stück	629621	100,00
Dowel-Pins mittel Messing-Führungsstifte für Sägeschnitt-Modelle, zur Verarbeitung im Pin-Bohr-Verfahren.		
1.000 Stück	629626	80,30
Retentionsringe gemischt Verankerungsringe für Sägeschnitt-Modell, verzinkt. Verschiedene Größen, sortiert.		
1.500 Stück	629632	33,20
Mischkanülen für Alphamat		
weiß, 100 Stück	670861	62,40
rosa, 100 Stück (neues Modell)	670841	43,50

Gusstechnik Zubehör

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Spezial- und Gießküvetten		
Alpha Basic Spezialküvette M Komplett-Set	612250	214,90
Alpha Basic Gießküvette	612260	129,30
Gießküvette transparent	612261	169,60
MD-Küvette, Doublieküvette Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettsystem. Beeinhaltet: Küvettenmantel, Küvettenboden, Doublieereinsatz, Doublerschwamm.		
1 Stück	612220	51,20
Küvettenmantel ohne Verschluss für MD Kombi Küvette Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettsystem.		
1 Stück	612221	27,20
Küvettenboden für MD Kombi Küvette Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettsystem.		
1 Stück	612222	5,80
Doublieereinsatz für MD Kombi Küvette Einzelteil für MD-Kombi-Küvette: Muffelformer und Doublieküvette in einem. Zeit- und materialsparendes Doublie- und Einbettsystem.		
1 Stück	612223	20,00
Doublerschwamm für MD-Kombi-Küvette Schwamm für MD-Kombi-Küvette.		
25 Stück	612224	32,90
Küvetten-Spray Oberflächenspray zur Isolierung von Metall- und Kunststoffküvetten gegen Gips und Einbettmassen.		
Spray, 400 ml	612240	16,40
Microform Grün Doubliermasse Reversible Doubliermasse zur Herstellung von Einbettmassenmodellen. Besonders hart und elastisch, hohe Standfestigkeit. Ideal im Doublimat zu verarbeiten.		
6 kg	611120	81,10
AlphaBlast M 50 µm Für gezieltes Abstrahlen von Einbettmassenresten, Metalloxiden und Keramik. Abrasiv.		
10 kg	629225	83,20
AlphaShine 50 µm Strahlmaterial: Zum Goldglänzen in der gesamten Edelmetall-, Fräs- und Geschibetechnik. Nur für Griffstrahler. Nicht abrasiv.		
25 kg	629221	69,80
8 kg	629222	24,00

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Microkorund Strahlmaterial. Fein: Zum Abstrahlen von Keramik-Metallgerüsten. EM und NEM, abrasiv, Edelkorund.		
50 kg, 125 µm, fein	629242	181,10
10 kg, 125 µm, fein	629241	36,40
10 kg, 250 µm, mittel	629246	38,40
Schmelzriegel für NEM-Legierungen		
einwandig, 1 Stk.	661520	13,40
einwandig, 10 Stk.	661521	122,10
doppelwandig, 1 Stk.	661530	15,50
Sigadureinsatz (EM) für Microtronic Schmelzriegeleinsatz für Palladium-Basislegierung 35 %.		
1 Stück	661550	66,60
Kunststoff Gusstrichter Flach MG-UK Für die Titangusstechnik.		
25 Stück	687046	32,90
Kunststoff Gusstrichter Konus MG-OK Für die Titangusstechnik.		
25 Stück	687041	32,90
Kunststoff Gusstrichter Hufeisenform K+B Für die Titangusstechnik.		
25 Stück	687047	32,90
AlphaForm Doublersilikon Additionsvernetztes Polysiloxan (Silikon) zur passgenauen Doublierung. Sichere Übertragung durch hohe Dimensionsstabilität (Kontraktion nur 0,06 %). Steigerung der Oberflächendichte von Einbettmassenmodellen durch Silikondoublierung.		
12 kg	612121	481,60
2 kg	612120	108,70
Not Hot Lötenschutzpaste, 200 g – nicht tropfend		
1 Stück	629060	18,40



www.schuetz-dental.de

Jetzt auch alle Artikel im Schütz Dental Onlineshop bestellen und Rabatte sichern.

EVO Tisch-Laser-Schweißgerät



60
bzw.
100
Joule

**Mikroskopaufsatz
von Leica!**

Intelligente Technik

sicher + schnell + wirtschaftlich

Dieser Laser passt selbst in kleine Labore.
Ein handliches Tischgerät mit nützlichen Features.

Laser-Schweißen

- Fügen aller gängigen Dental-Metalle, auch Titan
- Gute Reproduzierbarkeit
- Korrosionsbeständig
- Biokompatibel
- Stabil
- Schnell und sicher

Ihre Vorteile:

- Leistungsstark
- Zuverlässig
- Kompaktes Tischgerät
- Integrierte Kamera + Anschluss für externen Monitor

**Jetzt
Angebot
anfordern!**

Okklusionsspray

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Mark S Okklusionsspray		
Präzise Wiedergabe von Artikulations- und Okklusionskontakten.		
75 ml, grün	661422	16,50

Pinsel

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Pinsel -SOLO-		
Das aufeinander abgestimmte Pinselset ist die Basis für ästhetische Keramikrestaurationen.		
Komplettsset (1 Pinsel je Variante)	661010	66,50
Creative, Nr. 0	661050	8,50
Twist, Nr. 4	661054	11,90
Master Nr. 8	661058	31,60
Glaze Nr. 4	661064	9,20
Transfer Nr. 6	661066	11,90
Modellier- und Isolierpinsel		
Ein Pinsel, mit dem Sie Ihre Isolierung auftragen und die Oberflächen Ihrer Wachsmoellationen glätten.		
1 Stück	661020	11,60
Golden Swing Keramikpinsel		
Für nahezu alle Keramik-Anwendungsbereiche einzusetzen.		
Brush Nr. 0	661030	5,40
Brush Nr. 1	661031	5,40
Brush Nr. 2	661032	5,60
Brush Nr. 3	661033	5,80
Brush Nr. 4	661034	6,20
Brush Nr. 5	661035	6,30
Brush Nr. 6	661036	6,70
Brush Nr. 7	661037	7,10
Brush Nr. 8	661038	7,40
Brush Nr. 10	661039	8,10
Brush Nr. 12	661040	9,10
Brush Nr. 14	661041	12,90



Golden Swing Keramikpinsel

Keramikpinsel mit dauerelastischen, synthetischen Pinselhaaren. Für nahezu alle Keramik-Anwendungsbereiche einzusetzen. Wählen Sie den richtigen Pinsel für Ihre Keramikverblendung. Die gute Qualität der Borsten wird Sie begeistern.



Alles verknüpft

Complete Digital Workflow So nur bei Schütz Dental

Zahntechnik 4.0 – Ganzheitliche Lösungen

Erleben Sie Zahntechnik + Zahnmedizin auf einem neuen Level!

Der Digitale Workflow bietet Ihnen als Zahntechniker, Zahnarzt und Implantologen Vorteile, auf die Sie nicht verzichten sollten!

CAD/CAM gefertigter Zahnersatz, Therapieschienen, Chirurgieschienen für Implantate und vieles mehr – alles komplett digital in Ihrem Labor gefertigt. Profitieren Sie von einer effizienten Arbeitskette, der Abstimmung von Hard- und Softwarekomponenten sowie einer höheren Sicherheit und Ergebnisgenauigkeit – alles verknüpft in einem komplett offenen System.

- **Hohe Sicherheit:** Der direkte Import der Daten minimiert die Fehlerquote.
- **Voraussehbare Erfolge:** Schon bei der Planung alle wichtigen Kriterien für eine Top-Ästhetik und Funktion mit einbeziehen.
- **Unabhängigkeit:** Durch offene Systemkomponenten.
- **Höhere Kosteneffizienz:** Der direkte Import der verschiedenen Daten beschleunigt Ihren Arbeitsprozess.
- **Erstklassiger Service:** Da die Komponenten alle aus einem Hause kommen, haben Sie immer den richtigen Ansprechpartner.

Tizian Blanks

Herausragende Qualität für Ihre Sicherheit.

Hier finden Sie über 15 verschiedene Werkstoffe für Ihr CAD/CAM System. Alle Tizian CAD/CAM Blanks unterliegen unseren strengen und ISO-zertifizierten Qualitätskontrollen.

PEEK / Zirkonverstärktes Komposit / Wachs / Polyurethan / Polycarbonat

Tizian Blank 98 mm, PEEK

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220094	10 mm	165,20 €
220091	16 mm	216,10 €
220092	20 mm	231,60 €

Zur Herstellung von Friktionselementen auf Teleskoparbeiten oder Geschieben.

Tizian Blank 98 mm, PEEK White

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220095	10 mm	364,70 €
220096	16 mm	409,00 €
220097	20 mm	431,10 €

Ideal geeignet für die Herstellung von reduzierten Kronen, Brücken, teleskopierenden Primär- und Sekundärkronen, Kronenkappen, Gerüsten für Verblendbrücken mit Kompositverblendung sowie für Sekundärstrukturen auf Stegen.

Tizian Blank 98 mm, zirkonverstärktes Komposit

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220107	16 mm	A1	198,50 €
220108	20 mm	A1	220,60 €
220109	16 mm	A2	198,50 €
220110	20 mm	A2	220,60 €
220111	16 mm	A3	198,50 €
220112	20 mm	A3	220,60 €
220113	16 mm	A4	198,50 €
220114	20 mm	A4	220,60 €
220115	16 mm	B2	198,50 €
220116	20 mm	B2	220,60 €

Zirkonverstärktes Komposit.
Obligatorische Verblendung mit Komposit: Finale Versorgung bis 3 Glieder möglich. Optionale Verblendung mit Komposit: Langzeitprovisorien bis 16 Glieder, Tragedauer bis zu 2 Jahre.

Tizian Blank Wax 98 mm, Wachs

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220034	10 mm	grau	52,20 €
220035	16 mm	grau	55,40 €
220036	20 mm	grau	58,70 €
220037	25 mm	grau	62,10 €
220071	16 mm	braun	27,10 €
220070	20 mm	braun	29,20 €
220030	10 mm	weiß	52,20 €
220031	16 mm	weiß	55,40 €
220032	20 mm	weiß	58,70 €
220033	25 mm	weiß	62,10 €

Zur Herstellung von rückstandsfrei verbrennbaren Wachsmodellen und Wax-Ups.

Tizian Blank 98 mm, Polycarbonat

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220352	16 mm	klar	49,90 €
220355	16 mm	A1	131,90 €
220358	16 mm	A2	131,90 €
220360	16 mm	A3	131,90 €
220353	20 mm	klar	65,30 €
220356	20 mm	A1	143,00 €
220359	20 mm	A2	143,00 €
220361	20 mm	A3	143,00 €

Polycarbonat.
Zur Herstellung von Aufbisschienen und provisorischen Kronen und Brückengerüsten im Front- und Seitenzahnbereich (max. 12 Monate).

Tri Colour Wax Blank, 3-farbig

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220038	20 mm	39,00 €

Für die Herstellung von zahntechnischen Modellen, inkl. Stümpfen und Modellsockel.

Tizian Blank Modell 98 mm, Polyurethan

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220040	18 mm	18,40 €
220039	22 mm	19,50 €

Für die Herstellung von zahntechnischen Modellen, inkl. Stümpfen und Modellsockel.

PMMA

Tizian Blank 98 mm, PMMA

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220062	15 mm	A1 ¹⁾	73,60 €
220064	20 mm	A1 ¹⁾	73,60 €
220063	15 mm	A2 ¹⁾	73,60 €
220065	20 mm	A2 ¹⁾	73,60 €
220066	20 mm	A3 ¹⁾	73,60 €
220074	20 mm	A3,5 ¹⁾	73,60 €
220067	20 mm	B1 ¹⁾	73,60 €
220089	25 mm	rosa ²⁾	76,90 €
220078	30 mm	rosa ²⁾	87,50 €
220068	15 mm	transpa ³⁾	56,50 €
220069	20 mm	transpa ³⁾	62,90 €
220079	25 mm	transpa ³⁾	69,30 €

Großgebände, 10 Stück

220215	15 mm	transpa ³⁾	362,70 € (36,27 € / Blank)
220216	20 mm	transpa ³⁾	368,00 € (36,80 € / Blank)

Großgebände, 25 Stück

220217	15 mm	transpa ³⁾	784,10 € (31,37 € / Blank)
220218	20 mm	transpa ³⁾	797,50 € (31,90 € / Blank)

PMMA.

¹⁾Herstellung von Provisorien mit einer Tragedauer von max. 12 Mon.

²⁾Herstellung von farblich individualisierbaren Prothesenbasen.

³⁾Herstellung von Schienen und rückstandsfrei verbrennbaren Modellen für die Gusstechnik.

Tizian Blank PMMA Splint

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220220	16 mm	transpa	45,90 €
220221	20 mm	transpa	48,00 €

Indikationen: Okklusionsschienen, Bohrschablonen für die navigierte Implantation, Verlorene Formen für die Gusstechnik

Multi Blank U, PMMA

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220367	20 mm	A1	106,40 €
220370	20 mm	A2	106,40 €
220373	20 mm	A3	106,40 €

PMMA und Farbpigmente.

Diese Blanks haben einen farblichen Verlauf von Dentin zu Schneide. So erzielen Sie beim Fräsen eine hervorragende Ästhetik.

Tizian Blank PMMA fluoreszierend

Enamel plus Technology

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
400060	20 mm	UD1 (A1)	109,70 €
400061	20 mm	UD2 (A2)	109,70 €
400062	20 mm	UD3 (A3)	109,70 €
400063	20 mm	UD3,5 (A3,5)	109,70 €
400064	20 mm	UD4 (A4)	109,70 €

Indikationen: Verwenden Sie die fluoreszierenden Tizian Blanks PMMA in 5 speziellen Farben zur Herstellung Ihrer Kronen und Brücken als Langzeitprovisorien (bis 6 Monate). Sie zeichnen sich durch hervorragende physikalische Eigenschaften aus.

CAD/CAM-Fräser

Unsere CAD/CAM-Fräser finden Sie im Onlineshop unter www.schuetz-dental.de

Tizian flex splint comfort

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220398	16 mm	transpa	62,90 €
220399	20 mm	transpa	66,00 €

Indikationen: Therapeutische Schienen, Reflexschienen, Stabilisierungsschienen, Positionierungsschienen

astron Clearsplint CAD/CAM

Clearsplint® CAD/CAM pro – Die ideale Lösung bei Indikationen wie Gelenkentlastung bei Bruxismus, zum Schutz von VMK- und Implantatversorgungen, Neuadjustierung des Bisses etc.

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€)
Astron Clearsplint CAD/CAM Pro Starterkit, 1 x Metallbasisplatte, 3 x Fixierklemmen	220393	92,10
Astron Clearsplint CAD/CAM Pro Economy Kit, 320 g Pulver, 240 ml Monomer	220390	316,20
Astron Clearsplint CAD/CAM Pro Super Economy Kit, 960 g Pulver, 720 ml Monomer	220391	872,00
Astron DuraClean DC2 (Inhalt: Reiniger, Bürste, Dose)	220392	24,70
Astron Clearsplint CAD/CAM Pro Pulver, 320 g	220394	217,40
Astron Clearsplint CAD/CAM Pro Flüssigkeit, 240 ml	220395	158,40
Astron Clearsplint Blank 98 mm x 20 mm	220396	84,80



Titan + NEM/Co-Cr

EUTITAN Grade 2

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
224000	10 mm	129,00 €
224001	12 mm	135,50 €
224002	15 mm	147,20 €
224003	18 mm	150,50 €

Indikationen: Einzelkronen und Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich mit entsprechendem Querschnitt; WAK-Wert: $9,7 \cdot 10^{-6} \mu\text{m/mK}$

Tizian Blank NEM Fine, 98 mm (Vickershärte: 285 HV10/30)

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220291	8 mm	147,00 €
220292	10 mm	158,00 €
220293	12 mm	167,00 €
220294	13,5 mm	194,00 €
220279	14 mm	199,00 €
220295	15 mm	200,00 €
220298	16 mm	214,00 €
220296	18 mm	219,00 €
220297	20 mm	241,00 €
220299	25 mm	297,00 €

Für Kronen und Brücken. Sonderanfertigungen, wie z. B. Freidendbrücken oder Geschiebeteile liegen im Verantwortungsbereich des Zahnarztes (Stabilitätsbewertung). WAK-Wert (25-500°C): $14,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

EUTITAN Grade 4

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
224004	10 mm	148,30 €
224005	12 mm	157,90 €
224006	15 mm	168,50 €
224007	18 mm	179,20 €

Indikationen: Einzelkronen im Front- und Seitenzahnbereich, Brückengerüste im Front- und Seitenzahnbereich mit entsprechendem Querschnitt; WAK-Wert: $9,7 \cdot 10^{-6} \mu\text{m/mK}$

Tizian Blank NEM, 98 mm (Vickershärte: > 275 HV10)

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220105	8 mm	135,00 €
220100	10 mm	144,00 €
220101	12 mm	152,00 €
220118	13,5 mm	178,00 €
220102	15 mm	182,00 €
220117	16 mm	195,00 €
220103	18 mm	200,00 €
220104	20 mm	220,00 €
220119	24,5 mm	272,00 €

Für Kronen und Brücken. Sonderanfertigungen, wie z. B. Freidendbrücken oder Geschiebeteile liegen im Verantwortungsbereich des Zahnarztes (Stabilitätsbewertung). WAK-Wert (25-500°C): $14,5 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Kalibrierblanks



Für Tizian Cut 5, Tizian Cut 5 smart und Tizian Cut 5 smart plus, Tizian Cut 5.2 Serie

Sie nutzen diese Blanks aus PU-Material, um Testfräsungen durchzuführen, um Ihre Tizian Fräsmaschinen zu kalibrieren bzw. neu zu vermessen. Sie stellen spezielle Testköppchen her, die Sie im Anschluss vermessen. Diese Daten geben Sie nun in die Steuerung der Fräsmaschine ein.

Testblank 98 mm für Tizian Cut 5 Fräsmaschine und Tizian 3.5 Serie (Tizian Cut 5.2 Serie)

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
523489	15 mm	45,50 €

Kalibrierblank 98 mm für Tizian Cut 5 smart und Tizian Cut 5 smart plus Fräsmaschine

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
523615	10 mm	25,50 €

Dazu passt



Tizian – ein optimal aufeinander abgestimmtes System

Inhalt	Art.-Nr.	Preis (€)
Tizian Scanspray, 400 ml	523538	30,10
Zirkonoxidkugeln 2 mm, 200 g	670923	204,10
Tizian Fix Flüssiger Einkomponenten-Kunststoff auf Cyanacrylat-Basis mit Sprayaktivator. Er dient zur Fixierung der modellierten Gerüste in die Basisplatten für Kopierfräsgeräte. Tizian Fix ist aufgrund der exakten Dosierbarkeit besonders wirtschaftlich.		
Set (Modellierkleber Basis, 10 ml + Härter, 50 ml)	629535	26,40
Modellierkleber Basis, 10 ml	629536	21,30
Härter, Aktivator für Modellierkleber, 50 ml	629537	8,80
Tizian Flow Resin Modellierkunststoff Lichthärtender Kunststoff zur Modellation von Kronen, Brücken oder Inlays im Kopierfräsverfahren. Die Aushärtung erfolgt mit handelsüblichen Polymerisationslampen in einem Wellenlängenbereich von 350 – 550 nm.		
3g Spritze inkl. 10 Kanülen	629350	20,40

Zirkondioxid

Tizian Blank 98 mm, ZrO₂

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
624947	10 mm	118,50 €
624955	12 mm	124,10 €
624948	14 mm	140,70 €
624956	16 mm	148,50 €
624949	18 mm	159,60 €
624957	20 mm	165,20 €
624927	22 mm	170,70 €
624928	25 mm	198,50 €

Brücken (bis 16 Glieder), Kronen, keramisch verblendbar, Marylandbrücken u.v.m. WAK-Wert: $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ bei 20–500 °C / Sintertemp.: 1480 °C

Tizian Blank Occlusal 98 mm, ZrO₂

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
624495	10 mm	165,20 €
624496	12 mm	176,20 €
624482	14 mm	187,30 €
624497	16 mm	193,90 €
624498	18 mm	202,90 €
624479	20 mm	220,60 €
624480	22 mm	229,40 €
624481	25 mm	266,00 €

Leicht transluzentes Zirkondioxid für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken (bis 16 Glieder), keramisch verblendbar, monolithische Zirkonversorgungen u.v.m. WAK-Wert: $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ bei 20–500 °C / Sintertemp.: 1600 °C

Tizian Blank Translucent 98 mm, ZrO₂

Art.-Nr.	Stärke	Nettopreis / Stück
220075	10 mm	144,20 €
220076	12 mm	150,80 €
220077	14 mm	157,40 €
220080	16 mm	174,00 €
220081	18 mm	189,50 €
220082	20 mm	198,50 €
220088	22 mm	237,20 €
220083	25 mm	249,40 €

Transluzentes Zirkondioxid für Inlays, Onlays, Brücken (bis 16 Glieder), Kronen, Marylandbrücken u.v.m., keramisch verblendbar
WAK-Wert: $10,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ bei 20–500 °C / Sintertemperatur: 1530 °C

Tizian Blank 5.0 translucent 98 mm, ZrO₂

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
221003	14 mm	A1	122,00 €
221004	20 mm	A1	157,40 €
221005	25 mm	A1	182,80 €
221006	14 mm	A2	122,00 €
221007	20 mm	A2	157,40 €
221008	25 mm	A2	182,80 €
221009	14 mm	A3	122,00 €
221010	20 mm	A3	157,40 €
221011	25 mm	A3	182,80 €
221012	14 mm	A3,5	122,00 €
221013	20 mm	A3,5	157,40 €
221014	25 mm	A3,5	182,80 €
221015	14 mm	B2	122,00 €
221016	20 mm	B2	157,40 €
221017	25 mm	B2	182,80 €
221018	14 mm	C2	122,00 €
221019	20 mm	C2	157,40 €
221020	25 mm	C2	182,80 €
221021	14 mm	D3	122,00 €
221022	20 mm	D3	157,40 €
221023	25 mm	D3	182,80 €
221000	14 mm	weiß	97,50 €
221001	20 mm	weiß	122,00 €
221002	25 mm	weiß	144,20 €

Indikationen: Sehr ästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken bis 16 Glieder, Suprakonstruktionen; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete ästhetische Arbeiten.
WAK $10 \cdot 10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$

Tizian Blank High Translucent 98 mm, ZrO₂

Art.-Nr.	Stärke	Farbe	Nettopreis / Stück
220340	14 mm	transpa	264,90 €
220341	16 mm	transpa	287,10 €
220342	20 mm	transpa	320,40 €

Indikationen: Teil- und Einzelkronen, max. 3-gliedrige Brücken bis zum Prämolaren, Inlays, Onlay, Veneers sowie Implantat-Suprakonstruktionen für Einzelzahnversorgungen im Front- und Seitenzahnbereich

Tizian App + Onlineshop www.schuetz-dental.de
Bestellen Sie Ihre Blanks und Fräser einfach direkt aus Ihrer Tizian Creativ RT Software heraus oder im Onlineshop.

priti®multidisc ZrO₂ Blanks, 98 mm

Die hochverdichteten Zirkoniumdioxid-Ronden stehen für einen definierten Sinterschrumpf sowie defektfreie Fräsergebnisse und damit die Grundlage für ein ästhetisch hochwertiges und kosteneffizientes Ergebnis. Die chargenübergreifende Farbtreue und homogene Einfärbung beruhen auf der hauseigenen Fertigungskompetenz von pritidenta „Made in Germany“!

Vorteile der in multicolor eingefärbten Ronden: hochästhetisch, schnell, einfach, reproduzierbar

Multi Translucent cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 49%

Indikationen: Hochästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 14 Gliedern, Inlays, Onlays, Veneers und Abutments; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.



Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A		
A1 16 mm	221030	199,00
A1 20 mm	221031	232,00
A2 16 mm	221032	199,00
A2 20 mm	221033	232,00
A3 16 mm	221034	199,00
A3 20 mm	221035	232,00
A3,5 16 mm	221036	199,00
A3,5 20 mm	221037	232,00
A4 16 mm	221038	199,00
A4 20 mm	221039	232,00
B		
B1 16 mm	221040	199,00
B1 20 mm	221041	232,00
B2 16 mm	221042	199,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
B		
B2 20 mm	221043	232,00
B3 16 mm	221044	199,00
B3 20 mm	221045	232,00
B4 16 mm	221046	199,00
B4 20 mm	221047	232,00
C		
C1 16 mm	221048	199,00
C1 20 mm	221049	232,00
C2 16 mm	221050	199,00
C2 20 mm	221051	232,00
C3 16 mm	221052	199,00
C3 20 mm	221053	232,00
C4 16 mm	221054	199,00
C4 20 mm	221055	232,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
D		
D2 16 mm	221056	199,00
D2 20 mm	221057	232,00
D3 16 mm	221058	199,00
D3 20 mm	221059	232,00
D4 16 mm	221060	199,00
D4 20 mm	221061	232,00
OM		
OM1 16 mm	221062	199,00
OM1 20 mm	221063	232,00
OM2 16 mm	221064	199,00
OM2 20 mm	221065	232,00
OM3 16 mm	221066	199,00
OM3 20 mm	221067	232,00

Multicolor High Translucent cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 49%

Indikationen: Hochästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern, Inlays, Onlays und Veneers; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
priti® bleach		
14 mm	220833	157,00
18 mm	220834	199,00
20 mm	220835	215,00
25 mm	220836	257,00
A light		
14 mm	220809	157,00
18 mm	220810	199,00
20 mm	220811	215,00
25 mm	220812	257,00
A dark		
14 mm	220805	157,00
18 mm	220806	199,00
20 mm	220807	215,00
25 mm	220808	257,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
B light		
14 mm	220817	157,00
18 mm	220818	199,00
20 mm	220819	215,00
25 mm	220820	257,00
B dark		
14 mm	220813	157,00
18 mm	220814	199,00
20 mm	220815	215,00
25 mm	220816	257,00
C light		
14 mm	220825	157,00
18 mm	220826	199,00
20 mm	220827	215,00
25 mm	220828	257,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
C dark		
14 mm	220821	157,00
18 mm	220822	199,00
20 mm	220823	215,00
25 mm	220824	257,00
D light		
14 mm	220829	157,00
18 mm	220830	199,00
20 mm	220831	215,00
25 mm	220832	257,00



priti® multidisc ZrO₂

Multicolor Extra Translucent cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 45 % in 16 VITA Farben und weiß

Indikationen: Monolithisch-vollanatomische und teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken bis 16 Glieder sowie individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf Zahnfeilern und Implantaten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A light		
14 mm x 98 mm	220845	157,00
18 mm x 98 mm	220846	199,00
20 mm x 98 mm	220847	215,00
25 mm x 98 mm	220848	257,00
18 mm x 95 mm	220980	209,00
A dark		
14 mm x 98 mm	220841	157,00
18 mm x 98 mm	220842	199,00
20 mm x 98 mm	220843	215,00
25 mm x 98 mm	220844	257,00
18 mm x 95 mm	220981	209,00
B dark		
14 mm x 98 mm	220849	157,00
18 mm x 98 mm	220850	199,00
20 mm x 98 mm	220851	215,00
25 mm x 98 mm	220852	257,00
18 mm x 95 mm	220983	209,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
C light		
14 mm x 98 mm	220861	157,00
18 mm x 98 mm	220862	199,00
20 mm x 98 mm	220863	215,00
25 mm x 98 mm	220864	257,00
18 mm x 95 mm	220984	209,00
C dark		
14 mm x 98 mm	220857	157,00
18 mm x 98 mm	220858	199,00
20 mm x 98 mm	220859	215,00
25 mm x 98 mm	220860	257,00
18 mm x 95 mm	220985	209,00
D light		
14 mm x 98 mm	220865	157,00
18 mm x 98 mm	220866	199,00
20 mm x 98 mm	220867	215,00
25 mm x 98 mm	220868	257,00
18 mm x 95 mm	220986	209,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
priti® bleach		
14 mm x 98 mm	220869	157,00
18 mm x 98 mm	220870	199,00
20 mm x 98 mm	220871	215,00
25 mm x 98 mm	220872	257,00
Weiß		
10 mm x 98 mm	220873	114,00
12 mm x 98 mm	220874	124,00
14 mm x 98 mm	220875	134,00
16 mm x 98 mm	220876	154,00
18 mm x 98 mm	220877	165,00
20 mm x 98 mm	220878	174,00
25 mm x 98 mm	220879	199,00
18 mm x 95 mm	220987	209,00



Schön & Stark
Reale Ästhetik
One fits all!

Multicolor Translucent mit einer Transluzenz von 40 %

Indikationen: Sehr ästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 16 Gliedern, Suprakonstruktionen; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A light		
14 mm	220640	157,00
18 mm	220641	199,00
20 mm	220642	215,00
25 mm	220643	257,00
A dark		
14 mm	220636	157,00
18 mm	220637	199,00
20 mm	220638	215,00
25 mm	220639	257,00
B light		
14 mm	220648	157,00
18 mm	220649	199,00
20 mm	220650	215,00
25 mm	220651	257,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
B dark		
14 mm	220644	157,00
18 mm	220645	199,00
20 mm	220646	215,00
25 mm	220647	257,00
C light		
14 mm	220656	157,00
18 mm	220657	199,00
20 mm	220658	215,00
25 mm	220659	257,00
C dark		
14 mm	220652	157,00
18 mm	220653	199,00
20 mm	220654	215,00
25 mm	220655	257,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
D light		
14 mm	220660	157,00
18 mm	220661	199,00
20 mm	220662	215,00
25 mm	220663	257,00





priti®MPguide ZrO₂

Die priti®MPguides multicolor High Translucent und multicolor Extra Translucent zeigen Ihnen die Positionierung in der Ronde. So konkretisieren Sie die Zahnfarbe mit dem Zirkoniumdioxid von priti®.

Die Guides ermöglichen Ihnen eine Zuordnung zu den beiden Farbsystemen VITA classical® oder VITA System 3D-Master®.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
High Translucent	220840	229,00
Extra Translucent	220880	229,00

Opaque in 16 VITA Farben und weiß, Transluzenz 35 %

Indikationen: Kronen und Brücken mit bis zu 16 Gliedern, teil- oder vollverblendete Gerüstkonstruktionen, Suprakonstruktionen. Zu empfehlen zum Abdecken von verfärbten Stümpfen oder Metallkonstruktionen. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A1		
14 mm	220664	121,00
20 mm	220665	154,00
A2		
14 mm	220666	121,00
20 mm	220667	154,00
A3		
14 mm	220668	121,00
20 mm	220669	154,00
A3,5		
14 mm	220670	121,00
20 mm	220671	154,00
A4		
14 mm	220672	121,00
20 mm	220673	154,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
B2		
14 mm	220674	121,00
20 mm	220675	154,00
C2		
14 mm	220676	121,00
20 mm	220677	154,00
D2		
14 mm	220678	121,00
20 mm	220679	154,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
weiß		
12 mm	220697	109,00
14 mm	220698	119,00
16 mm	220699	129,00
18 mm	220700	144,00
20 mm	220701	154,00
25 mm	220702	179,00



priti®multidisc ZrO₂

High Translucent cubic zirconia, mit einer Transluzenz von 49% in 16 VITA Farben und weiß

Indikationen: Hochästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 3 Gliedern, Gerüstkonstruktionen, Inlays, Onlays und Veneers; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A1		
14 mm	220401	136,00
16 mm	220402	156,00
18 mm	220403	166,00
20 mm	220404	175,00
A2		
14 mm	220407	136,00
16 mm	220408	156,00
18 mm	220409	166,00
20 mm	220410	175,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A3		
12 mm	220412	127,00
14 mm	220413	136,00
16 mm	220414	156,00
18 mm	220415	166,00
20 mm	220416	175,00
A3,5		
12 mm	220418	127,00
14 mm	220419	136,00
16 mm	220420	156,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
18 mm	220421	166,00
20 mm	220422	175,00
A4		
14 mm	220425	136,00
16 mm	220426	156,00
18 mm	220427	166,00
20 mm	220428	175,00



priti® multidisc ZrO₂

Translucent in 16 VITA Farben und weiß, mit einer Transluzenz von 40 %

Indikationen: Sehr ästhetische monolithische, vollanatomische Kronen, Teilkronen und Brücken mit bis zu 16 Gliedern, Suprakonstruktionen; sehr zu empfehlen für teil- oder vollverblendete hochästhetische Arbeiten. WAK 10 · 10⁻⁶ · K⁻¹.

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
A1		
12 mm	220703	117,00
14 mm	220704	126,00
16 mm	220705	146,00
18 mm	220706	156,00
20 mm	220707	165,00
A2		
12 mm	220709	117,00
14 mm	220710	126,00
16 mm	220711	146,00
18 mm	220712	156,00
20 mm	220713	165,00
25 mm	220714	195,00
A3		
12 mm	220715	117,00
14 mm	220716	126,00
16 mm	220717	146,00
18 mm	220718	156,00
20 mm	220719	165,00
25 mm	220720	195,00
A3,5		
12 mm	220721	117,00
14 mm	220722	126,00
16 mm	220723	146,00
18 mm	220724	156,00
20 mm	220725	165,00
25 mm	220726	195,00
A4		
12 mm	220727	117,00
14 mm	220728	126,00
16 mm	220729	146,00
18 mm	220730	156,00
20 mm	220731	165,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
B1		
12 mm	220733	117,00
14 mm	220734	126,00
16 mm	220735	146,00
18 mm	220736	156,00
20 mm	220737	165,00
B2		
12 mm	220739	117,00
14 mm	220740	126,00
16 mm	220741	146,00
18 mm	220742	156,00
B3		
12 mm	220745	117,00
14 mm	220746	126,00
16 mm	220747	146,00
18 mm	220748	156,00
20 mm	220749	165,00
25 mm	220750	195,00
B4		
12 mm	220751	117,00
14 mm	220752	126,00
16 mm	220753	146,00
18 mm	220754	156,00
20 mm	220755	165,00
C1		
12 mm	220757	117,00
14 mm	220758	126,00
16 mm	220759	146,00
18 mm	220760	156,00
C2		
12 mm	220763	117,00
14 mm	220764	126,00
16 mm	220765	146,00
18 mm	220766	156,00
20 mm	220767	165,00

Art.-Bez.	Art.-Nr.	Preis €
C3		
12 mm	220769	117,00
14 mm	220770	126,00
16 mm	220771	146,00
18 mm	220772	156,00
20 mm	220773	165,00
C4		
12 mm	220775	117,00
14 mm	220776	126,00
18 mm	220778	156,00
20 mm	220779	165,00
D2		
12 mm	220781	117,00
14 mm	220782	126,00
16 mm	220783	146,00
18 mm	220784	156,00
20 mm	220785	165,00
D3		
12 mm	220787	117,00
14 mm	220788	126,00
16 mm	220789	146,00
18 mm	220790	156,00
20 mm	220791	165,00
D4		
12 mm	220793	117,00
14 mm	220794	126,00
18 mm	220796	156,00
20 mm	220797	165,00
weiß		
12 mm	220799	114,00
14 mm	220800	124,00
16 mm	220801	144,00
18 mm	220802	155,00
20 mm	220803	164,00
25 mm	220804	194,00



Tizian App
 Bestellen Sie Blanks und Fräser einfach direkt
 aus Ihrer Tizian Creativ RT Software heraus.

priti® multibloc ZrO₂ multicolor

Für höchste und lebendige Ästhetik

priti®multibloc ZrO₂ multicolor High Translucent ist das Material der Wahl für ästhetische vollanatomisch-monolithische Restaurationen mit bis zu 3 Gliedern. **49% Transluzenz, > 650 MPa Biegefestigkeit, integrierter Farbverlauf.**

Indikationen: Mit priti®multibloc ZrO₂ multicolor High Translucent fertigen Sie Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen, anatomisch reduzierte und monolithisch-vollanatomische Kronen und Brücken (max. 3 Glieder) für den Front- und Seitenzahnbereich. Die Lichtdurchlässigkeit ist vergleichbar mit der von Lithium-Disilikat. Dank der hohen Transluzenz und dem integrierten Farbverlauf empfiehlt sich das Material vor allem für die effiziente Fertigung unverblendeter Restaurationen.

priti®multibloc ZrO₂ multicolor, 3 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Preis (€) / Stück
220881	A light	95,40 €
220882	A dark	95,40 €
220883	B light	95,40 €
priti®MPguide Bloc High Translucent		
220884		59,00 €



priti® perfect

Für den virtuosen Abschluss Ihrer priti®multidisc ZrO₂ Restauration

priti®perfect Einzelfarben

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Preis (€) / Stück
221080	Shade A (Steuerung Grundfarbton)	3g	40,50 €
221081	Shade B (Steuerung Grundfarbton)	3g	40,50 €
221082	Shade C (Steuerung Grundfarbton)	3g	40,50 €
221083	Shade D (Steuerung Grundfarbton)	3g	40,50 €
221084	Color Rose (Effekte imitieren)	3g	40,50 €
221085	Color White (Effekte imitieren)	3g	40,50 €
221086	Color Black (Effekte imitieren)	3g	40,50 €
221087	Color Yellow (Effekte imitieren)	3g	40,50 €
221088	Color Copper (Effekte imitieren)	3g	40,50 €
221089	Fissure (Tiefenwirkung erzeugen)	2g	40,50 €
221090	Transpa-blue (Schmelz imitieren)	3g	43,00 €
221091	Transpa-pigeon (Schmelz imitieren)	3g	43,00 €
221092	Transpa-smoke (Schmelz imitieren)	3g	43,00 €
221093	Transpa-orange (Schmelz / Mamelon imitieren)	3g	43,00 €
221094	Halo (Halo-Effekt erzeugen)	3g	43,00 €
221095	Structure deep (Schmelz imitieren / Farbe aufhellen)	3g	40,50 €
221096	Structure opal (Schmelz imitieren)	3g	40,50 €
221097	Structure clear (Schmelz imitieren)	3g	40,50 €
221098	Glaze (Finish und Basis)	3g	40,50 €
221099	Liquid (Pasten auffrischen)	25 ml	23,30 €

priti®perfect Sets

Art.-Nr.	Farbe	Preis (€) / Set
221100	Full Set	770,00 €
221101	Basic Set (shade A, shade B, shade C, shade D, white, transpa-pigeon, structure clear, glaze, liquid)	345,00 €
221102	Effect Set (rose, black, yellow, copper, fissure, transpa-smoke, transpa-blue, transpa-orange, transpa-halo, structure deep, structure opal)	437,00 €

NEU



Schütz Events

Besuchen auch Sie einen unserer CAD/CAM Kurse.

Das Thema „**Digitalisierung**“ ist aus der Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken. Nehmen Sie teil an diesen Entwicklungen und lassen Sie sich **inspirieren** durch **innovative Konzepte** für Praxis und Labor.

Ob Zahntechniker, Zahnarzt oder Implantologe:

Bilden Sie sich und Ihr Team weiter. Begeistern Sie Ihre Kunden, **motivieren** Sie Ihre Mitarbeiter und investieren Sie damit schon heute in **Ihre Zukunft**.

Melden Sie sich jetzt für einen unserer Kurse an.

Unser Angebot:

- >> Spannende Live-Previews
- >> Praxisnahe Hands-on Kurse
- >> Individuelle Schulungen für Sie und Ihr Team
- >> Von Anwendern für Anwender

Ihr Nutzen:

- >> Aktuellste Techniken und Verfahrensweisen
- >> Modernste Maschinen
- >> Von Anwendern für Anwender
- >> Workshop-Charakter mit kollegialem Austausch



Alle Kurse finden Sie unter www.sdent.eu/kurse

Jetzt online buchen



*Die Investition in Wissen
bringt noch immer
die besten Zinsen.*



- Benjamin Franklin



Der Renishaw Scanner und der Tizian Smart-Scan Plus 3.0.

Unsere CAD/CAM Scanner

Intraoral-Scanner
Nächste Seite

Die optimale Hybridlösung.

Erleben Sie unseren einzigartigen Complete Digital Workflow

Verbinden Sie die Präzision eines taktilen Scanners mit der Geschwindigkeit eines optischen Scanners. Nutzen Sie je nach Indikation die Vorteile des passenden Scanners: Scannen Sie mit einem Lichtscanner exakt und schnell, während Sie beim taktilen Scannen Ihr Modell mit einer Abtast-Nadel noch präziser erfassen. Profitieren Sie beim taktilen Scannen mit dem Renishaw Scanner von einer hervorragenden Passung.

Erreichen Sie einen optimalen Sitz Ihrer Teleskoparbeiten und nutzen damit die Präzision als Ihren Wettbewerbsvorteil! Produzieren Sie sichere und reproduzierbare Ergebnisse mit der qualitativ höchstmöglichen Versorgung Ihres Patienten! Kombinieren Sie taktilen Scannen mit dem schnellen und auch genauen Streifenlichtscanner des Tizian Smart-Scan Plus 3.0 für Ihr Dental- bzw. Praxislabor. Dieses speziell für zahntechnische Anforderungen entwickelte System überzeugt durch einfaches Handling und offene Schnittstellen. Durch die Genauigkeit und Schnelligkeit ist der Tizian Smart-Scan Plus 3.0 besonders geeignet für Ihre Modellsituationen mit großspannigen Implantatarbeiten und/oder Brücken. So ergänzt der Tizian Smart-Scan Plus 3.0 ideal das hochpräzise taktilen Scannen Ihres Renishaw Scanners.

Jetzt Angebot anfordern.

Ihr Medizinprodukte-Berater freut sich
auf Ihren Anruf: Tel. 06003 814-0

Tizian 3.5 Serie



Eine Auswahl unseres
Fräsmaschinen-Angebotes

Unsere CAD/CAM Fräsmaschinen

Die Tizian Serie – eine Bereicherung für jedes Dental-Labor.

Erleben Sie unseren einzigartigen Complete Digital Workflow

Mit den dentalen Frässystemen aus der Tizian-Familie bleiben Sie unabhängig. Die CAD/CAM Frässysteme zeichnen sich durch eine sehr präzise Fertigung und Zuverlässigkeit aus. Egal ob 4-Achs- oder 5-Achs-Fräsanlage. Bei den Tizian CAD/CAM Frässystemen ist mit Sicherheit auch das richtige System für Ihr Dental- oder Praxislabor dabei.

Unsere Sinteröfen

Drei heiße Teile zum Sintern Ihrer Arbeiten aus Zirkondioxid.

Die in Deutschland hergestellten und aus qualitativ hochwertigen Bauteilen bestehenden Sinteröfen helfen Ihnen dabei, Ihre zahntechnischen Arbeiten passgenau und sicher zu sintern. Alle drei Tizian Sinteröfen sind frei programmierbar und geben Ihnen somit die Möglichkeit, verschiedene Zirkondioxide zu sintern.

Jetzt Angebot anfordern.

Ihr Medizinprodukte-Berater freut sich
auf Ihren Anruf: Tel. 06003 814-0



Digitale Praxis

Der einfache Einstieg in die digitale Zahnheilkunde

Die neue Dimension des funktionsorientierten digitalen Workflows

Willkommen in der Welt der funktionellen digitalen Zahnmedizin.

Ihre Vorteile durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme – zebris + i700:


- Sie erhöhen den Privatleistungs-Anteil Ihrer Praxis
- Sie stellen sichere + funktionsorientierte Prothetik her
- Sie reduzieren Ihre Einschleifzeiten
- Sie profitieren von der kompletten Integration in unseren „Complete Digital Workflow“



Kiefermessungs-System

Tizian JMA Optic by zebris

- **Einfache** Anwendung
- **Schnelles** Aufzeichnen der echten Kiefergelenksbewegungen
- **Präzise**, wissenschaftlich fundiert
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI



Intraoral-Scanner i700


- **Einfaches** Handling
- **Schnelle** Aufzeichnung, puderfrei
- **Präzise** intelligente Scan-Aufzeichnung
- **Offene** Datenschnittstelle
- **Wirtschaftlich**, hoher ROI



Jetzt Prospekte anfordern!

Futura-Serie


High-End
Prothesen-Werkstoffe



SCHÖTZ DENTAL

Bonding-Serie

Starke Zähne,
starker Verbund



SCHÖTZ DENTAL

**Übersicht
Edelmetalle**


Alphador



SCHÖTZ DENTAL

Erweiterte Schichtenanleitung

dialog Vario



SCHÖTZ DENTAL

Tizian CAM

Fräsmaschinen
Just mill it



SCHÖTZ DENTAL

**Tizian Scan
Tizian CAD**


Complete Digital
Workflow



SCHÖTZ DENTAL

**Intraoral-Scanner
i700**

Präzise, schnell und
wirtschaftlich!



SCHÖTZ DENTAL
MEDIT

**Digitale
Funktionsanalyse**

Reale Bewegung in der
funktionellen digitalen
Zahnmedizin



SCHÖTZ DENTAL

**Für Ihre
Zahnarztpraxis**


Analog trifft Digital



SCHÖTZ DENTAL

IMPLA

Das System



SCHÖTZ DENTAL

**IMPLA meets
zebris**

Funktion in der
Implantologie



SCHÖTZ DENTAL

A

Abdeckgel Experts	13
Abdruckmaterial	9
Abstrahlmittel	27
Additionsvernetztes Polysiloxan	27
Alphablast	27
Alphabond	26
AlphaDie Separator	26
AlphaDie MF	26
AlphaForm	27
Alphalink	13, 26
Alphalink Cem	10
Alphashine	27
Alpha OKM	27
Anrührbecher	9
Attachmentkleber	26
Aufbissmaterial	9
Astron Clearsplint	31

B

Bearbeitungswerkzeuge	20–24
Biotan Titan	24
Blanks	30–38
Bleach'n Smile	10
Baumwollpolierer	23
Bonding Fluid	13
Bondopaker	13

C

CAD/CAM	29–42
Capo Bulk Fill Plus	10
Cervical Transpa	16
Chrommassen	15, 16
Clearsplint	31
CoCr-Laserschweißdraht	19
CoCr-Legierungen	19
Composites	11–13
Comtray	9

D

dialog	12–13
dialog Vario	12
dialog Vario Occlusal	12
Diamantpolierer	21
Diamantscheiben	17, 21
Doublier- und Einbettssystem	27
Doubliermasse	27
Doubliersilikon	27
Dowel-Pins	26

E

Einkomponentenkleber	26
Enamel plus Temp	4
EVO Tisch-Laser-Schweißgerät	27
Experts	13

F

Fließfähiges Heißpolymerisat	7
Fräsmaschinen	47
Funktionsanalyse	42
FuturaBasic Cold	7
FuturaBasic Hot	7
FuturaAcryl 2000	7
FuturaGen	6
FuturaIntensiv	9
FuturaJet	6
FuturaPress LT	6
FuturaPress N	7
Futura Polish	9
FuturaSelf	7
FuturaSep Plus	9

G

Galvanotechnik	19
Gips	29
Gipskleber	29
Glasur	15, 16
Golden Swing	29
Goldpolierer Super	21
Grounding Opaker	13
Gummi-Muffelsockel	27
Gummipolierer	21
Gusstrichter	27

H

Hartmetallfräser	24
Heißpolymerisate	7
Heißpolymerisierender Kunststoff	7
HS Cross-Liquid	9
HS-Strahlperlen	27

I

Injektionstechnik	9
Intensivopakdentin	15, 16
Intensivschneide	15
Intraoral-Scanner i700	42
Isoliermittel	9, 26
Isoliermittelbehälter	9

K

K&B Verblendtechnik	11–13
K&B Verblendwerkstoff	11–13
Kaltpolymerisate	6, 7, 9
Kaltpolymerisierender Kunststoff	6, 7, 9
Keramik	14–18
Keramikpolierer	21
Keramik Zubehör	17
KFO-Kunststoff	7
Kieferorthopädie-Kunststoff	7
Kleber	26
Komposit	11–13
Korrekturmassen	15, 16, 17
Kreuzverzahnung	24
Kunststoffe	5–9
Kunststoffinjektionssystem	9
Kunststoffspezialfräser	22
Kunststofftechnik	5–9
Küvetten	27
Küvetten spray	27

L

Laserschweißdraht	19
Legierungen Co-Cr-Mo	19
Leinenschwabbel	23
Lichthärtendes Abdruckmaterial	9
Liner	15
Lochscheiben	22
Löffelmaterial	9

M

Malfarbenset 750/850	16
Mandrells	24
Mark S	29
MD-Kombi-Küvette	27
Metal-Primer	13
Metall-Kunststoffverbund	13
Mestra Drucktopf	9
MicroClean	8
Microform Grün	27
Microkorund	27
Microlit isi	19
Micronium Exklusiv	19
Micronium N10	19
Miniboy	9
Modellgips	26
Modellguss	27
Modellgusskomplettierung	27
Modellierhilfe	13
Modellierkunststoffe	27

Modellmaterial	27
Modellstumpfmateriale	27
Monomer Extractor	9

N

NanoPaq	10
NEM-Aufbrennlegierungen	19
Netztrennscheiben	22
Nuance 750	17
Nuance 750 Cervical Opaker	17
Nuance 750 Dentin	17
Nuance 750 Flüssigkeiten	17
Nuance 750 Glasur	17
Nuance 750 Korrekturmassen	17
Nuance 750 Opak-Dentin	17
Nuance 750 Opaker	17
Nuance 750 Presskeramik-Pellets	17
Nuance 750 Schneide	17
Nuance 750 Schultermassen	17
Nuance 750 Transpamassen	17
Nuance 750 Zahnfleischmassen	17
Nuance 750/850 Malfarben-Set	16
Nuance 850	16
Nuance 850 Cervical Opaker	16
Nuance 850 Cervical Transpa	16
Nuance 850 Chromamassen	16
Nuance 850 Dentin	16
Nuance 850 Flüssigkeiten	16
Nuance 850 Glasur	16
Nuance 850 Intensivmassen	16
Nuance 850 Korrekturmassen	16
Nuance 850 Opak-Dentin	16
Nuance 850 Opaker	16
Nuance 850 Schneide	16
Nuance 850 Schultermassen	16
Nuance 850 Sets	16
Nuance 850 Transpamassen	16
Nuance 850 Zahnfleischmassen	16

O

Okklusionsspray	28
Opak-Dentin	15, 16
Opaker	15, 16, 17
Opaker Fluid	15, 16
Orthosin Uni	7

P

PaintAcryl	26
Pinsel	29
Polierbürsten	23
Polierpaste	9, 23
Polierspitzenträger	23
Primer	13
priti®multidiscs ZrO ₂	40–43
priti®multibloc ZrO ₂	44
priti®perfect	44
Profit	26
Prothesenkunststoff	5–9
Prothesenreinigungsgerät	8

R

Reinigungsfluid für MicroClean	8
Reinigungsgerät	8
Relight Versiegelungslack	9
Reparaturkunststoff	6, 7
Restaurationspinsel, Solo	29
Retentionsringe	26
ReVeneer	10
Rosenbohrer	22
Rotierende Instrumente	20–24
Rubber	22

S

Sandpapierträger, verchromt	23
Scanner	42, 46
Schleifspitzen	25
Schultermassen	16
Sebond Bondopaker	13
Sebond Grip	13
Sebond Implant	13, 25
Sebond Pink / Sebond Smart	13
Sebond Universal	10, 13
Silikon	22
Silimax	9
Sinterdiamantscheibe	25
Solo-Restaurationspinsel	28
Stahl-Muffelringe	27
Strahlmaterialien	27
Synthetischer Gips	26

T

Ti-Al-Nb-Legierung	19
Titan	19
Tizian Blanks	30–33
Tizian CAD/CAM	29–42
Tizian Chromamassen	15

Tizian Dentin	15
Tizian Flüssigkeiten	15
Tizian Fräsmaschinen	47
Tizian Furnace Sinteröfen	47
Tizian Glasur	15
Tizian Intensivopakdentin	15
Tizian Intensivschneide	15
Tizian JMA Optic by zebri, Funktionsanalyse	32, 33
Tizian Keramik	15
Tizian Korrekturmassen	15
Tizian Liner	15
Tizian Malfarben	15
Tizian Opak-Dentin	15
Tizian Opaker	15
Tizian Schneide	15
Tizian Schultermassen	15
Tizian Scanner	46
Tizian Transpamassen	15
Tizian Zahnfleischmassen	15
Transpamassen	15, 16, 17
Trennscheiben	22

U

Unipress	9
Unterfütterungsgerät	9

V

Verblendkomposit	11–13
Versiegelungslack	9

W

Wachslösungsmittel	9
WAM	9

Z

Zahnarzt Top-Seller	10
Zahnfleischmassen	15, 16
zebris: Tizian JMA Optic, Funktionsanalyse	42
Zirkondioxid	33–38

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Schütz Dental GmbH

§ 1 Allgemeines – Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Schütz Dental GmbH (nachfolgend Verkäufer genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Der Verkäufer tätigt Geschäfte ausschließlich mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend Käufer genannt).

(3) Ein Kaufinteressent, der nicht Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sondern Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, hat dies dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Der Verkäufer behält sich vor, eine Bonitätsprüfung des Käufers vorzunehmen. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Prüfung ist der Verkäufer berechtigt, Änderungen der Lieferbedingungen oder des Zahlungsziels und der Zahlungsart vorzunehmen. Bei negativer Bonitätsbewertung ist der Verkäufer auch berechtigt, von einem bereits abgeschlossenen Vertrag schadensersatzfrei zurückzutreten.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) Angaben aus Prospekten, Preislisten oder dem Angebot sind nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich Vertragsbestandteil geworden.

(5) Die Angestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

(6) Der Käufer ist an seine Bestellung (Vertragsangebot des Käufers) 14 Werktage gebunden. Eine Annahme der Bestellung kann vom Verkäufer entweder durch schriftliche Bestätigung oder Auslieferung der Ware angenommen werden.

(7) Der Vertragsschluss steht verkäuferseits unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Selbstlieferung. Leistungsstörungen sind dem Käufer in angemessener Zeit mitzuteilen.

§ 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Hiernach gelten die Preise zum Zeitpunkt der Warenauslieferung. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk zuzüglich Verpackungs- und Transportkosten. Lieferungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu dessen Lasten und Kosten versichert. Anker, Geschiebe und Riegel, Gold und Lote werden grundsätzlich per Einschreiben oder Wertpaket zu Lasten und Kosten des Käufers versandt.

(3) Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Aus- und Einbauarbeiten werden, neben den Materialkosten, separat nach Zeitaufwand berechnet. Es gelten die jeweils gültigen Stundensätze des Verkäufers zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt, sowie zuzüglich eventuell anfallender An- und Abfahrtskosten.

(4) Bei einer wesentlichen Änderung der auftragsbezogenen Personal- und Materialkosten nach Vertragsabschluss ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. Der Verkäufer hat nach Aufforderung durch den Käufer die Preiserhöhung nachzuweisen. Bei einer Preiserhöhung von über 10% des Nettobetrages ist der Käufer binnen 10 Tagen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(5) Etwaig gewährte Rabatte seitens des Verkäufers sind vom Käufer/Behandler entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen an den Patienten weiter zu geben.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer innerhalb angemessener Frist benachrichtigt.

(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht zumutbar.

(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über.

(8) Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers, auch im Falle des frachtfreien Versandes.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

§ 6 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt für mechanische Teile der Produkte ein Jahr, für elektronische Teile sechs Monate und beginnt mit dem Lieferdatum.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn ein Schaden darauf zurückzuführen ist, dass die Ware von dritter Seite bearbeitet oder repariert wurde, die Ware einem anderen als dem vorgesehenen Verwendungszweck zugeführt, die Bedienungsanleitung nicht beachtet wurde oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik mißachtet wurden.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, entscheidet der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, ob das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt oder von diesem abgeholt wird.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder bei erheblichen Mängeln auch Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

(8) Der Käufer trägt das Risiko, dass die von ihm bestellten Waren für den von ihm beabsichtigten Zweck geeignet und zugelassen sind. Empfehlungen des Verkäufers hierzu sind unverbindlich.

(9) Ein Mangel an einem Teil der Ware führt nicht zu einem Mangel an der gesamten Ware bzw. Lieferung und berechtigt den Käufer nicht zum Rücktritt vom Vertrag.

(10) Eine Gewährleistung des Verkäufers für Gebrauchteile und -geräte sowie für Verschleißteile ist ausgeschlossen.

(11) Für Fremderzeugnisse, die der Verkäufer im Auftrag des Käufers beschafft und geliefert hat, tritt der Verkäufer seine gegenüber dem Fremdhersteller bestehenden Gewährleistungsansprüche hiermit an den Käufer ab. Der Käufer erklärt hiermit die Annahme der Abtretung.

(12) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen.

§ 7 Ersatzteile

Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Maschine Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Pfändungen oder Sicherungsbereinigungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrage.

§ 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Zahlt der Käufer binnen 10 Tagen nach Rechnungsstellung, so ist er berechtigt, vom Rechnungsbetrag ein Skonto von 2% abzuziehen. Ein nachträglicher Skontoabzug ist ausgeschlossen. Reparatur- und Serviceleistungen sind sofort mit Rechnungstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks/Wechsel gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck/Wechsel unwiderruflich gutgeschrieben ist.

(3) Eine Wechselhingabe bedarf der ausdrücklichen, vorherigen Genehmigung durch den Verkäufer. Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers, ebenso trägt er die Gefahr der rechtzeitigen Vorlegung und Protesterhebung.

(4) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlicher Höhe, derzeit von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen oder der Käufer seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fallig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.

§ 10 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Produkt- und Konstruktionsänderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Patente und Urheberrechte

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, daß er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

(3) An Zeichnungen, Skizzen, Katalogen, Planungen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer seine Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Verkäufers Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

§ 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 13 Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelhofgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. In jedem Fall bleiben unberührt eine Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung.

§ 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Nebenabreden

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des Internationalen Kaufrechts (CISG).

(2) Soweit der Käufer Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Dem Verkäufer steht es frei, den Käufer auch an dessen Sitz zu verklagen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit, Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen, un-durchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen werden die Parteien anstreben, sich im Wege der Verhandlungen auf eine nach Ort, Zeit, Maß und Gesetz und Rechtsprechung angemessene Bestimmung zu verständigen, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung von den Parteien gewollt war. Das Vorstehende gilt entsprechend für etwaige Lücken in diesen Geschäftsbedingungen.

(4) Nebenabreden oder Änderungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.



Wir sind gerne für Sie da!



06003 814-0



info@schuetz-dental.de



www.schuetz-dental.de

Schütz Dental Newsletter

Jetzt registrieren und immer einen Schritt voraus sein.

Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Aktionen mit unseren Newslettern zu den Themenbereichen Zahntechnik, Zahnmedizin und Implantologie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Informationen oder Veranstaltungen von Schütz Dental.

Registrieren Sie sich gleich unter: sdent.eu/newd

Onlineshop

Schnell und einfach online bestellen.

Bestellen Sie rund um die Uhr, wann und wo immer Sie möchten. Ganz bequem über unseren Schütz Dental Onlineshop. Registrieren Sie sich jetzt und bestellen Sie direkt, einfach und schnell online.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

www.schuetz-dental.de

Besuchen Sie uns online!



Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany • Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de

