

Hygienische Reinigung von Prothesen, Kronen, Brücken und sonstigen zahntechnischen Arbeiten.

- Schnell: Duales Reinigungssystem (mechanische und chemische Reinigung in einem)
- Schonend: Speziell abgerundete
  Reinigungsnadeln schützen Ihre Arbeit.
- Kompakt: Passt in jede Zahnarztpraxis und jedes Labor.
- Gesundheitsschonend: Reinigen Sie alte
  Prothesen von Zahnstein und Verschmutzungen noch bevor Sie z. B. mit der Reparatur beginnen.





## Micro Clean

## **Endlich Schluss mit dem Polieren von Ekelprothesen!**


Selbst stärkste Verschmutzungen wie Plaque und Zahnstein werden auch an schwer zugängigen Stellen durch MicroClean mühelos automatisch entfernt.

Getragene Prothesen oder prothetische Neuanfertigungen werden nahezu ohne Zeitaufwand gesäubert und poliert – bis in die feinsten Interdentalräume, Fissuren und Teleskopspitzen.



## Anwenderbericht: www.sdent.eu/microclean





Technische Daten:	
Spannung:	230 V~
Leistung:	200 VA
Umdrehungen:	1450 U/min
Geräuschpegel:	< 65 dB (A)
Abmessungen (B x T x H):	185 x 175 x 195 mm
Gewicht:	7 kg





Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

Telefon: 06003 814-334

E-Mail: info@schuetz-dental.de

Abbildungen können abweichen.

