

# itero Lumina™



Performance **neu** definiert!

Die nächste Generation der  
intraoralen Scan-Technologie.

## Top Features



### Visualisierung & Monitoring

Die Align™ Oral Health Suite, das digitale Cockpit für Visualisierung und Monitoring der Patientenmundgesundheit – vom Zahnfleisch bis zur Zahnstellung - zur Erhöhung der Patientenakzeptanz

### exocad Integration

Mit dem iTero-exocad-Connector™ gelingt die nahtlose Integration des iTero™ Intraoral-scanners in die exocad Software Ihres Labors

### Langfristige Analyse der Mundgesundheit


Vergleichen Sie mit der iTero™ TimeLapse Funktion und dem Okklusogramm die langfristige Veränderung des Mundraums Ihres Patienten

### Praxiseffizienz

Greifen Sie von überall über die cloudbasierte myiTero.com Plattform auf Ihre Scandaten zu.

Abbildungen können abweichen.

## Think Again



3-mal größeres Sichtfeld<sup>1</sup>

Tiefenschärfe bis zu 25 mm

Abformung komplexer Bereiche

iTero Multi-Direct Capture™

Klinische Entscheidungen

Mehr Aufnahmen - weniger Zeit

Hohe Genauigkeit

50 % kleineres Handstück<sup>2</sup>

Ihr **neuer**  
Intraoralscanner.

1. Verglichen mit dem Sichtfeld des iTero Element™ 5D Bildgebungssystems bei einem Scanabstand des iTero Lumina™ Intraoral-scanners von 12 mm\*.  
2. Im Vergleich zum Handstück des iTero Element™ 5D Bildgebungssystems, ohne Handstückkabel.\*  
3. Die iTero NIRI Technologie ist ausschließlich für die iTero Element 5D und 5D Plus Bildgebungssysteme und den iTero Lumina™ Pro Intraoral-scanner verfügbar.  
\*Daten bei Align Technology gespeichert, Stand: 29.01.2025.



### Digitale Funktionsanalyse

Das Tizian JMA Optic System by zebris ist optimal in den Workflow des iTero™ Lumina Intraoral-scanners zu integrieren. So können beste Ergebnisse in der digitalen Funktionsanalyse erzielt werden

### Offenes System

Der iTero™ Scanner ist ein offenes System und erlaubt es Ihnen, mit einem neutralen Datenformat zu arbeiten (STL; PLY...)

### Invisalign® Konnektivität

Die Vorteile der unsichtbaren Zahnbegradigung durch das Invisalign® System

### Support & Training

Virtuelles Training, welches auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis zugeschnitten ist

### Kariesfrüherkennung

NIRI Technologie: Die Nahinfrarot-Technologie ermöglicht frühzeitige Erkennung von Kariesläsionen im approximalen Bereich<sup>3</sup>

Die perfekte Ergänzung im  
Complete Digital Workflow.



## iTero Lumina™

## Vereinbaren Sie Ihre Produkt-Demo!



Erleben Sie den iTero Lumina™ live in Aktion! Unsere IOS-Spezialisten präsentieren Ihnen den iTero Lumina™ und zeigen, wie er in Ihrer Praxis oder Ihrem Labor optimal eingesetzt werden kann.


Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, mehr über die Funktionen des Tizian JMA Optic System by zebris zu erfahren.

## Termin jetzt online anfragen

## QR-Code scannen, anmelden & iTero Lumina™ live erleben!

Kontaktieren Sie uns über den folgenden QR-Code und vereinbaren Sie eine individuelle Produkt-Demo in Ihrer Praxis oder Ihrem Labor. Oder rufen Sie uns an unter:

**+49 (0) 6003 814 - 331**



[www.schuetz-dental.de/lumina](http://www.schuetz-dental.de/lumina)

*Abbildungen können abweichen*