



Automatching von Ober- & Unterkiefer*

Made in Germany

Direkte Steuerung per Touch

Tizian Scan Touch

Präzision trifft Benutzerfreundlichkeit – Der Tizian Scan Touch ist die innovative Lösung für präzise digitale Scans in der Zahntechnik. Mit modernster Technologie, intuitiver Bedienbarkeit und einer Vielzahl an Funktionen.

IHR Scanner für IHREN optimalen Workflow

1. Leistungsstarke Software – effizient & sicher

- **Lokal gespeicherte Daten** – Keine Cloud-Anbindung, volle Kontrolle über Ihre Daten, DSGVO-kompatibel
- **Auto Artikulation*** – Fügt beide Kiefer automatisch zusammen, kein Vestibulär-Scan mehr notwendig
- **Einfache Bedienung** – Intuitiv erlernbar und nahtlos kompatibel mit Ihrer **Tizian Creativ RT Software**
- **Flexible Scan-Modi** – Wählen Sie zwischen Normal- und HR-Modus (High Resolution) für höchste Präzision

2. Kamera- und Scan-Technik

- **zusätzliche 3,2 Megapixel Kamera** – Hochauflösende Texturaufnahmen
- **Verstellbare Z-Achse** – Integrierter Drehteller für den Artikulator-Scan
- **Blaulicht-Technologie** – Blendfreies Licht (Gefahrenklasse 0) für komfortables und sicheres Arbeiten

3. Touchdisplay für eine intuitive Bedienung

- **Vollfunktionsfähiges Touch-Feld** – TFT 5 Zoll Touch Display
- **Autarke Scanworkflows** – Scanauswahl und -tools direkt auf dem Display ohne PC-Steuerung

4. Umfangreiches Zubehör und Features

- **Für Modellsysteme jeder Art** – Abdruckscan, secondDie, HD-Mode und vieles mehr

5. Made in Germany

- **Vor Ort für Sie da** – Support und Service in Deutschland

*Automatische Artikulation bei ausreichender Datenlage möglich

Der Scanner in Zahlen & Fakten

Scanzeiten in Sekunden*


	Komplettkiefer	Einzelstumpf	3-Gliedrige Brücke
Scanzeit	12	25	40
Matching	10	6	15
Gesamt	22	31	55

Technische Daten

Genauigkeit (ISO 12836)	4 µm
Lichtquelle	Streifenlicht-Triangulation, Hochleistungsblaulicht-LED
Abmessungen	431 mm x 432 mm x 398 mm
Gewicht	ca. 20 kg

* Dies sind Minimalzeiten, die im Gebrauch abweichen können.

Tizian Scan Touch Software



- Complete Digital Workflow voll integriert & perfekt abgestimmt
- **EIN** Ansprechpartner
- Wirtschaftlich und effizient
- Von Anwendern für Anwender
- Individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen



Kennen Sie schon unseren Digital Workflow?
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.